




THUASNE

# LombaStart

fr	Ceinture de soutien lombaire avec compression ajustable .....	5
en	Lumbar support with adjustable compression.....	6
de	LWS-Stabilisierungsthorese mit anpassbarer Kompression.....	7
nl	Lumbale rugbrace voor de onderrug met instelbare compressie.....	8
it	Cintura di sostegno lombare a compressione regolabile .....	9
es	Faja de sujeción lumbar con compresión ajustable.....	10
pt	Cinta de suporte lumbar com compressão ajustável .....	11
da	Rygstøttebælte med justerbar kompression.....	12
fi	Lannetukivyo - säädettävä puristus .....	13
sv	Ryggördel för ryggen med justerbar kompression .....	14
el	Zώνη οσφυϊκής υποστήριξης με ρυθμιζόμενη συμπίεση .....	15
cs	Bederní podpůrný pásek s nastavitelnou kompresí .....	17
pl	Podtrzymujący pas lędźwiowy z regulowanym naciiskiem .....	18
lv	Muguras jostas atbalsta josta ar pielāgojamu kompresiju .....	19
lt	Palaikomasis reguliuojamo suspaudimo juosmens diržas .....	20
et	Nimme piirkonna reguleeritava kompressiooniga tugikorsett .....	21
sl	Oporni križni pas z nastavljivo kompresijo .....	22
sk	Podporný driekový pásek s nastaviteľnou kompresiou .....	23
hu	Ágyéki fűző állítható kompresszióval .....	24
bg	Колан за поддържане на кръста с регулируема компресия .....	25
ro	Centură de susținere lombară cu compresie reglabilă .....	26
ru	Опорный поясничный корсет с регулируемой компрессией .....	27
hr	Lumbalni potporni pojaz s podesivom kompresijom .....	29
zh	可调施压的加强型腰部稳定护带 .....	30
ar	حزام لدعم أسفل الظهر بميزة الضغط القابل للتعديل .....	31

	1	60 - 80 cm
	2	75 - 95 cm
	3	90 - 110 cm
	4	105 - 125 cm
	5	120 - 140 cm








<b>fr</b>	Tour de taille	Hauteurs : 21 cm - 26 cm
<b>en</b>	Waist circumference	Heights: 21 cm - 26 cm
<b>de</b>	Taillenumfang	Höhen: 21 cm - 26 cm
<b>nl</b>	Tailleomvang	Hoogtes: 21 cm - 26 cm
<b>it</b>	Circonferenza vita	Altezze: 21 cm - 26 cm
<b>es</b>	Contorno de cintura	Alturas: 21 cm - 26 cm
<b>pt</b>	Perímetro de cintura	Alturas: 21cm - 26cm
<b>da</b>	Taljemål	Højde: 21cm - 26cm
<b>fi</b>	Vyötärönympärys	Korkeudet: 21 cm - 26 cm
<b>sv</b>	Midjemått	Höjd: 21cm - 26cm
<b>el</b>	Περίμετρος μέσης	Υψη: 21 εκ. - 26 εκ.
<b>cs</b>	Obvod pasu	Výšky: 21 cm - 26 cm
<b>pl</b>	Obwód w talii	Wysokości: 21 cm - 26 cm
<b>lv</b>	Vidukļa apkārtmērs	Augstumi: 21 cm - 26 cm
<b>lt</b>	Juosmens apimtis	Aukštis: 21 cm - 26 cm
<b>et</b>	Võõrümbermõõt	Kõrgused: 21 cm - 26 cm
<b>sl</b>	Obseg pasu	Višina: 21 cm - 26 cm
<b>sk</b>	Obvod pása	Výšky: 21 cm - 26 cm
<b>hu</b>	Derékbőség	Magasság: 21 cm - 26 cm
<b>bg</b>	Обиколка на талията	Височини: 21 cm - 26 cm
<b>ro</b>	Circumferința taliei	Înălțimi: 21 cm - 26 cm
<b>ru</b>	Обхват талии	Высота: 21 см - 26 см
<b>hr</b>	Opseg struka	Visine: 21 cm - 26 cm
<b>zh</b>	腰围	高度 : 21 cm - 26 cm
<b>ar</b>	محيط الخصر	الارتفاعات: 21 سم - 26 سم



	Compression	Maintien	Education posturale
fr	Compression	Maintien	Education posturale
en	Compression	Support	Postural education
de	Kompression	Halt	Erlernen der Körperhaltung
nl	Compressie	Fixatie	Voorlichting over houding
it	Compressione	Sostegno	Educazione posturale
es	Compresión	Sujeción	Educación postural
pt	Compressão	Manutenção	Educação postural
da	Kompression	Støtte	Postural genopræning
fi	Kompressio	Tuki	Asentokuntoutus
sv	Kompression	Stöd	Postural träning
el	Συμπίεση	Συγκράτηση	Σωστή στάση σώματος
cs	Komprese	Stabilizace	Správné držení těla
pl	Kompresja	Podtrzymywanie	Edukacja dotycząca postawy
lv	Kompresija	Atbalsts	Stājas korekcija
lt	Kompresija	Palaikymas	Laikysenos taisymas
et	Kompressioon	Hooldus	Rühitreening
sl	Kompresija	Oprijem	Učenje telesne drže
sk	Kompresia	Podpora	Cvičenie posturálnych svalov
hu	Szorítás	Támasz	Tartásjavító oktatás
bg	Компресия	Поддръжка	Приучаване към правилна стойка
ro	Compresie	Sustinere	Educație posturală
ru	Компрессия	Стабилизация	Исправление осанки
hr	Kompresija	Potpore	Učenje o držanju
zh	压紧	稳定	姿势联系
ar	الضغط	الدعم	تدريب وضعی





# CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE AVEC COMPRESSION AJUSTABLE

## Description/Destination

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Tissu élastique. ①

Panneaux abdominaux avec surface auto-agrippante, passe-doigt et passe-pouce. ②

Sangle additionnelle doublée avec passe-doigt et passe-pouce. ③

Baleines dorsales conformables. ④

## Composition

Composants textiles : polyamide - polyester - élasthanne - polyuréthane.

Composants non-textiles : acier trempé brossé - polyoxyméthylène - polypropylène - polyéthylène.

## Propriétés/Mode d'action

Le dispositif permet de soulager les douleurs lombaires en soutenant le rachis via une augmentation de la pression intra-abdominale. Celle-ci permet d'alléger la charge sur les disques intervertébraux.

## Indications

Lombalgie communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique). Prévention de la récidive des lombalgie en association avec une reprise d'activité et/ou une information thérapeutique.

Canal lombaire étroit.

Stabilité de la colonne vertébrale.

Retour à l'activité.

## Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

\*Ne pas utiliser chez les femmes enceintes.

Ne pas utiliser en cas de hernie hiatale.

Ne pas utiliser en cas de cancer des os avec métastases au niveau de la colonne vertébrale.

Ne pas utiliser en cas de problèmes circulatoires, pulmonaires ou cardiovasculaires chez des patients pour lesquels une augmentation de la pression artérielle n'est pas recommandée.

## Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Porter le dispositif au-dessus d'un vêtement fin.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Ce produit est destiné au traitement d'une pathologie donnée, sa durée d'utilisation est limitée à ce traitement.

Ne pas utiliser le dispositif au cours du sommeil.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

L'utilisation d'un dispositif médical par un enfant devra se faire sous la supervision d'un adulte ou d'un professionnel de santé.

Mesurer la taille du patient à la mi-distance entre les crêtes iliaques et les côtes flottantes.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau de tailles.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.

Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Ne pas utiliser le dispositif dans un système d'imagerie médicale.

## Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, irritations...).

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Mode d'emploi/Mise en place

Avant la première utilisation, il est recommandé de faire conformer les baleines au dos du patient par un professionnel de santé. ④

Positionner la ceinture autour de la taille en utilisant le plastron abdominal et le passe-doigt du plastron abdominal opposé. ④

Le logo Thuisne indique le sens de pose.

Tirer simultanément et de façon homogène le passe-doigt et le plastron abdominal opposé.

Fermer la ceinture côté droit par-dessus côté gauche, en ajustant le niveau de serrage désiré. ④

La ceinture doit être centrée sur la colonne vertébrale : les baleines dorsales doivent être placées de part et d'autre de la colonne vertébrale. ④

Le bas de la ceinture doit arriver au niveau du pli inter-fessier. ④

Pour une compression renforcée, il est possible d'utiliser la sangle additionnelle.

Tirer simultanément et de façon homogène sur la sangle additionnelle. ④

Fixer les parties auto-agrippantes de la sangle additionnelle sur les panneaux abdominaux de la ceinture ou les superposer l'une sur l'autre. ④

Pendant la journée, il est possible d'ajuster le niveau de compression en fonction des besoins.

## Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Fermer les auto-agrippants avant lavage. Lavable en machine à 30°C (cycle délicat). Il est déconseillé de laver le dispositif en machine au-delà de 15 lavages (base moyenne : 1 lavage par mois). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits

agressifs (produits chlorés...). Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...). Sécher à plat.

#### **Stockage**

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

#### **Élimination**

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2017

Conserver cette notice

en

## **LUMBAR SUPPORT WITH ADJUSTABLE COMPRESSION**

### **Description/Destination**

The device is intended only for the treatment of the indications listed and for patients whose measurements correspond to the sizing table.

Elastic fabric. ①

Abdominal panels with self-fastening surface, finger-loop and thumb-loop. ②

Doubled additional strap with finger-loop and thumb-loop. ③

Conformable dorsal stays. ④

### **Composition**

Textile components: polyamide - polyester - elastane - polyurethane.

Non-textile components: brushed tempered steel - polyoxymethylene - polypropylene - polyethylene.

### **Properties/Mode of action**

The device relieves low back pain by supporting the spine through an increased intra-abdominal pressure which eases the load on the intervertebral discs.

### **Indications**

Non-specific low back pain (acute, subacute and chronic phases). Prevention of recurrent low back pain in combination with return to activity and/or therapeutic information.

Spinal stenosis.

Spine stability.

Resumption of activity.

### **Contraindications**

Do not use in the event of known allergy to any of the components.

\*Do not use on pregnant women.

Do not use in the event of a hiatus hernia.

Do not use in the event of bone cancer with spinal metastases.

Do not use in the event of circulatory, pulmonary or cardiovascular problems in patients for whom an increase in arterial blood pressure is not recommended.

### **Precautions**

Verify the product's integrity before every use.

Do not use the product if it is damaged.

Wear the device above thin clothing.

Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.

This product is intended for the treatment of a given condition. Its duration of use is limited to this treatment only.

Do not wear the product while sleeping.

In the event of discomfort, significant hindrance, pain, abnormal sensations, remove the device and consult a healthcare professional.

The use of a medical device by a child, should be done under the supervision of an adult or a healthcare professional.

Measure the waist circumference of the patient at the mid-distance between the iliac crests and floating ribs.

Choose the appropriate size to fit the patient, referring to the size chart.

It is recommended that a healthcare professional supervises the first application.

For hygiene, security and performance reasons, do not re-use the product for another patient.

Do not wear the product in a medical imaging machine.

### **Undesirable side-effect**

This device can cause skin reactions (redness, itching, irritations...).

Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

### **Instructions for use/Application**

It is recommended that a healthcare professional adjust the stays to the shape of the patient's back before the belt is worn for the first time. ⑤

Position the belt around the waist, using abdominal panel and the finger loop located on the opposite abdominal panel. ⑥

The Thuisne logo indicates which way up the belt should be put on.

Pull the finger loop and the opposite abdominal panel simultaneously and evenly.

Fasten the belt, right side over left side, adjusting to the desired compression. ⑦

The belt must be centred on the spine: the dorsal stays should be positioned on either side of the spine. ⑧

The bottom of the belt must stop at the top of the crease between the buttocks. ⑨

For a reinforced compression, use the additional strap. Pull on the additional strap simultaneously and evenly. ⑩

Attach the self-fastening parts of the additional strap onto the belt's abdominal panels or place them on top of each other. ⑪

The level of compression can be adjusted as required throughout the day.

## Care/Maintenance

Product can be washed in accordance with the instructions shown on this leaflet and on the label. Close the self-fastening tabs before washing. Machine washable at 30°C (delicate programme). It is not recommended to machine wash the device more than 15 times (average: one wash per month). Do not dry clean. Do not use detergents, fabric softeners or aggressive products (products containing chlorine). Do not tumble-dry. Do not iron. Squeeze out excess water. Dry away from any direct heat source (radiator, sun, etc.). Dry flat.

## Storage

Store at room temperature, preferably in the original packaging.

## Disposal

Dispose of in accordance with local regulations.

Keep this instruction leaflet

---

## de

# LWS-STABILISIERUNGSORTHESE MIT ANPASSBARER KOMPRESSION

## Beschreibung/Zweckbestimmung

Das Produkt ist ausschließlich für die Behandlung der aufgeführten Indikationen und für Patienten vorgesehen, deren Körpermaße der Größentabelle entsprechen.

### Elastisches Gewebe. ①

Bauchplatten mit selbstaftender Oberfläche, Schlaufe und Daumenschlaufe. ②

Doppelter Zusatzgurt mit Schlaufe und Daumenschlaufe. ③

Anpassbare Rücken-Stützstäbe. ④

## Zusammensetzung

Textilkomponenten: Polyamid - Polyester - Elastan - Polyurethan.

Nicht-textile Bestandteile: Gehärteter, gebürsteter Stahl - Polyoxymethylen - Polypropylen - Polyethylen.

## Eigenschaften/Wirkweise

Die Vorrichtung dient der Linderung von Kreuzschmerzen durch Stabilisierung der Lendenwirbelsäule über eine Erhöhung des intra-abdominalen Drucks. Dadurch kann die Belastung der Bandscheiben verringert werden.

## Indikationen

Gewöhnliche, unspezifische Lumbalgie (im akuten, subakuten und chronischen Stadium). Vorbeugung von wiederkehrenden Lumbalgien in Verbindung mit einer Wiederaufnahme der Tätigkeit oder einer therapeutischen Angabe.

Enger Lumbalkanal.

Stabilität der Wirbelsäule.

Rückkehr an den Arbeitsplatz.

## Gegenanzeigen

Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden.

\*Das Produkt nicht bei Schwangeren anwenden.

Im Fall einer Hiatushernie nicht verwenden.

Bei Knochenkrebs mit Metastasen an der Wirbelsäule nicht verwenden.

Nicht bei Durchblutungsstörungen, Lungen- oder Herz-/Kreislauferkrankungen verwenden, wenn bei solchen Patienten eine Erhöhung des Blutdrucks zu vermeiden ist.

## Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Das Produkt über einem dünnen Kleidungsstück tragen.

Die von der medizinischen Fachkraft empfohlenen Verordnungen und Empfehlungen sind strikt einzuhalten.

Dieses Produkt ist für die Behandlung einer bestimmten Erkrankung bestimmt, daher ist die Verwendungsdauer auf diese Behandlung beschränkt.

Das Produkt nicht während des Schlafes verwenden. Bei Unbehagen, großen Beschwerden, Schmerzen oder ungewohnten Empfindungen das Produkt ausziehen und den Rat eines Arztes oder Orthopädiertechnikers suchen.

Die Anwendung eines Medizinprodukts durch ein Kind sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen oder einer medizinischen Fachkraft erfolgen.

Taillenumfang des Patienten auf halber Höhe zwischen Beckenkamm und freien Rippen messen.

Die für den Patienten geeignete Größe anhand der Größentabelle auswählen.

Es wird empfohlen, die erste Anwendung unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft durchzuführen.

Das Produkt darf aus hygienischen, sicherheits- und leistungsbezogenen Gründen nicht für einen anderen Patienten wiederverwendet werden.

Das Produkt nicht in einem medizinischen Bildgebungssystem verwenden.

## Unerwünschte Nebenwirkungen

Diese Vorrichtung kann Hautreaktionen hervorrufen (Rötungen, Juckreiz, Reizungen ...).

Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

## Gebrauchsanweisung/Anlegetechnik

Vor der ersten Verwendung wird empfohlen, die Stützstäbe am Rücken des Patienten von einem Arzt oder Orthopädietechniker anformen zu lassen. ⑤

Die Orthese unter Verwendung des Bauchsegels und der Schlaufe des gegenüberliegenden Bauchsegels um die Taille legen. ④

Das Thuisne-Logo zeigt die Richtung des Anlegens an. Gleichzeitig und gleichmäßig an der Schlaufe und dem gegenüberliegenden Bauchsegel ziehen.

Die Orthese auf der rechten Seite über der linken Seite schließen, dabei den gewünschten Spannungsgrad einstellen. ⑤

Die Orthese muss zentral an der Wirbelsäule liegen: die Rücken-Stützstäbe müssen auf beiden Seiten der Wirbelsäule angebracht werden. ⑥

Der untere Teil der Orthese muss bis zur Gesäßfalte reichen. ⑦

Für eine noch stärkere Kompression kann der Zusatzgurt verwendet werden.

Gleichzeitig und gleichmäßig am Zusatzgurt ziehen. ⑧

Die selbsthaftenden Teile des Zusatzgurtes auf den Bauchplatten der Orthese befestigen oder sie übereinanderlegen. ⑨

Die Druckstärke kann im Tagesverlauf nach Bedarf angepasst werden.

## Pflege

Das Produkt entsprechend den Bedingungen in dieser Gebrauchsanweisung und der Etikettierung waschen. Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen. Maschinenwaschbar bei 30°C (Schonwaschgang). Es wird davon abgeraten, das Produkt öfter als 15 Mal in der Maschine zu waschen (Anhaltswert: 1 Wäsche pro Monat). Keine Trockenreinigung. Keine Reinigungsmittel, Weichspüler oder aggressive Produkte (chlorhaltige Produkte o. Ä.) verwenden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Wasser gut ausdrücken. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) trocknen lassen. Flach ausgebreitet trocknen.

## Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur und vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

## Entsorgung

Den örtlich geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen.

Diesen Beipackzettel aufbewahren

## nl

# LUMBALE RUGBRACE VOOR DE ONDERRUG MET INSTELBARE COMPRESSIE

## Omschrijving/Gebruik

Het hulpmiddel is alleen bedoeld voor de behandeling van de genoemde indicaties en voor patiënten van wie de maten overeenkomen met de maattabel.

Elastisch weefsel. ①

Buikpanelen met klittenbandoppervlak, vingerlus en duimlus. ②

Extra gevoerde riem met vingerlus en duimlus. ③

Comfortabele rugbaleinen. ④

## Samenstelling

Textielcomponenten: polyamide - polyester - elastaan - polyurethaan.

Niet-textiele componenten: gehard geborsteld staal - polyoxymethylene - polypropyleen - polyethyleen.

## Eigenschappen/Werking

Het hulpmiddel draagt bij aan het verlichten van lumbale pijn door de lumbale wervels te steunen. Hierdoor worden de tussenwervelschijven ontlast.

## Indicaties

A-specifieke veel voorkomende lumbalgie (stadia: acuut, subacuut en chronisch). Preventie van herhaling van lage rugpijn in combinatie met terugkeer naar activiteit en/of therapeutische informatie.

Stenose.

Stabiliteit van de wervelkolom.

Terugkeer naar activiteit.

## Contra-indicaties

Gebruik het hulpmiddel niet in geval van bekende allergieën voor een van de componenten.

\*Gebruik het hulpmiddel niet bij zwangere vrouwen.

Niet gebruiken in het geval van hiatus hernia.

Niet gebruiken in het geval van botkanker met metastasen op niveau van de wervelkolom.

Niet gebruiken in geval van bloedsomloop-, long- of cardiovasculaire problemen bij patiënten voor wie een verhoging van de arteriële compressie niet aangeraden is.

## Voorzorgsmaatregelen

Controleer de betrouwbaarheid van het hulpmiddel vóór elk gebruik.

Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is.

Draag het hulpmiddel over dunne kleding.

Houd er strikt aan de voorschriften en de gebruiksinstructies van uw zorgprofessional.

Dit product is bestemd voor de behandeling van een bepaalde pathologie, de gebruiksduur ervan is beperkt tot deze behandeling.

Draag het hulpmiddel niet tijdens het slapen.

Ingeval van hinder, gebrek aan comfort, pijn, of abnormaal gevoel, het hulpmiddel uittrekken en een zorgprofessional raadplegen.

Gebruik van een medisch hulpmiddel door een kind mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene of een zorgprofessional.

Meet de lengte van de patiënt in het midden tussen de bekkenkam en de zwevende ribben.

Kies de juiste maat voor de patiënt aan de hand van de maattabel.

Het wordt aanbevolen dat een zorgverlener meekijkt bij de eerste toepassing.

Om hygiënische redenen en omwille van de prestatiekwaliteit en veiligheid mag het hulpmiddel niet door andere patiënten worden gebruikt.

Houd het hulpmiddel uit de buurt van medische beeldvormende apparatuur.

## **Ongewenste bijwerkingen**

Dit hulpmiddel kan huidreacties veroorzaken (roodheid, jeuk, irritatie...).

Elk ernstig voorval met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

## **Gebruiksaanwijzing**

Voor het eerste gebruik is het aanbevolen om de baleinen te laten aanpassen aan de rug van de patiënt door een zorgprofessional. @

Plaats de gordel rond het middel met behulp van de buikborstplaat en de vingerlus van de tegenoverliggende buikborstplaat @

Het Thuisne-logo duidt de richting van de positie aan.

Trek gelijktijdig en gelijkmatig aan de vingerlussen en het tegenovergestelde buikpaneel.

Sluit de rechterkant van de rugbrace over de linkerkant en stel de gewenste mate van strakheid in. @

De rugbrace moet geцentreerd zijn op de wervelkolom: de rugbaleinen moeten aan weerszijden van de wervelkolom worden geplaatst. @

De onderkant van de rugbrace moet zich op het niveau van de gluteale vouw (bil) bevinden. @

Voor meer strakheid kunt u de extra band gebruiken.

Trek gelijktijdig en gelijktijdig aan de extra band. @

Bevestig de haak- en lusdelen van de extra sluitband aan de buikpanelen van de band of overlap ze. @

Gedurende de dag kunt u naargelang uw behoeften het niveau van compressie aanpassen.

## **Verzorging**

Het hulpmiddel kan worden gewassen volgens de voorschriften in deze bijsluiter en op het etiket.

Sluit de klittenbandsluiting voor elke wasbeurt.

Machinewasbaar op 30 °C (fijne was). Het wordt afgeraden het hulpmiddel niet vaker dan 15 keer in de wasmachine te wassen (gemiddeld: 1 keer per maand).

Niet stomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, weekmakers of agressieve middelen (chloorproducten, enz.). Niet in de wasdroger. Niet strijken. Overtollig water uitwringen. Uit de buurt van warmtebronnen laten drogen (radiator, zon, enz.).

Liggend laten drogen.  
Bewaaradvies

Bewaren op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele verpakking.

## **Verwijdering**

Voer het hulpmiddel af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Bewaar deze bijsluiter

it

# **CINTURA DI SOSTEGNO LOMBARE A COMPRESSIONE REGOLABILE**

## **Descrizione/Destinazione d'uso**

Il dispositivo è destinato esclusivamente al trattamento delle patologie elencate e ai pazienti

le cui misure corrispondono a quelle riportate nella relativa tabella.

Tessuto elastico. ①

Pannelli addominali con superficie autoadesiva, passadita e passapollice. ②

Cinghia aggiuntiva foderata con passadita e passapollice. ③

Stecche dorsali modellabili. ④

## **Composizione**

Componenti tessili: poliammide - poliestere - elastan - poliuretano.

Componenti non tessili: acciaio temperato spazzolato - polirossimilene - polipropilene - polietilene.

## **Proprietà/Modalità di funzionamento**

Il dispositivo permette di alleviare i dolori lombari sostenendo il rachide lombare mediante l'aumento della pressione intra-addominale. Ciò consente di alleggerire il carico sui dischi intervertebrali.

## **Indicazioni**

Lombalgie comuni aspecifiche (stadio acuto, subacuto e cronico). Prevenzione della recidiva di lombalgie associate alla ripresa dell'attività e/o a un'informazione terapeutica.

Stenosi del canale lombare.

Stabilità della colonna vertebrale.

Ripresa dell'attività.

## **Controindicazioni**

Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti.

\*Non utilizzare su donne in gravidanza.

Non utilizzare in caso di ernia iatale.

Non utilizzare in caso di tumore osseo con metastasi a livello della colonna vertebrale.

Non utilizzare in caso di problemi circolatori, polmonari o cardiovascolari in pazienti nei quali è consigliato un aumento della pressione arteriosa.

## **Precauzioni**

Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità del dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se danneggiato.

Indossare il dispositivo al di sopra di un indumento leggero.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni e il protocollo di utilizzo indicato dal medico.

Questo prodotto è destinato al trattamento di una determinata patologia, la sua durata d'uso è limitata a tale trattamento.

Non utilizzare il dispositivo durante il sonno.

In caso di disagio, fastidio rilevante, dolore o sensazioni anomale, togliere il dispositivo e consultare un professionista sanitario.

L'uso di un dispositivo medico da parte di un bambino deve essere effettuato sotto la supervisione di un adulto o di un professionista sanitario.

Misurare la circonferenza vita del paziente nel punto mediano tra le creste iliache e le costole fluttuanti.

Scegliere la taglia adatta al paziente consultando la relativa tabella.

Si raccomanda la supervisione di un professionista sanitario in caso di prima applicazione.

Per ragioni di igiene, sicurezza ed efficacia del prodotto, non riutilizzare il dispositivo su un altro paziente.

Non utilizzare il dispositivo in un sistema di diagnostica per immagini.

### **Effetti indesiderati secondari**

Questo dispositivo può causare reazioni cutanee (arrossamento, prurito, irritazione, ecc.).

Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al fornitore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

### **Istruzioni d'uso/Posizionamento**

Prima di indossare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di far modellare le stecche sulla schiena del paziente da un professionista sanitario. @

Posizionare la cintura attorno alla vita utilizzando il pannello addominale e il passadita del pannello opposto. @

Il logo Thuisne indica il corretto senso di indossamento della cintura.

Tirare contemporaneamente e in modo omogeneo il passadita e il pannello addominale opposto.

Chiudere la cintura sovrapponendo il lato destro a quello sinistro, regolandola al livello di serraggio desiderato. ®

La cintura deve essere centrata sulla colonna vertebrale: le stecche dorsali devono trovarsi su entrambi i lati della colonna vertebrale. ©

La parte inferiore della cintura deve arrivare a livello del solco intergluteo. ®

Per una compressione maggiore è possibile utilizzare il tirante aggiuntivo.

Tirare contemporaneamente e in modo omogeneo il tirante aggiuntivo. ®

Fissare le parti autogrippanti del tirante aggiuntivo sui pannelli addominali della cintura o sovrapporle l'una all'altra. ®

Durante la giornata è possibile regolare il livello di compressione a seconda delle esigenze.

### **Manutenzione**

Prodotto lavabile secondo le indicazioni riportate in queste istruzioni e nell'etichetta. Chiudere le strisce adesive prima del lavaggio. Lavabile in lavatrice a 30°C (ciclo delicato). Si raccomanda di non lavare il dispositivo in lavatrice per oltre 15 cicli (media di riferimento: 1 lavaggio al mese). Non lavare a secco. Non utilizzare prodotti detergenti, ammorbidenti o aggressivi (prodotti clorati, ecc.). Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Strizzare senza torcere. Far asciugare lontano da fonti di calore dirette (calorifero, sole, ecc.). Far asciugare in piano.

### **Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

### **Smaltimento**

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

Conservare queste istruzioni

**es**

## **FAJA DE SUJECIÓN LUMBAR CON COMPRESIÓN AJUSTABLE**

### **Descripción/Uso**

El dispositivo está destinado únicamente al tratamiento de las indicaciones listadas y a los pacientes cuyas medidas correspondan a la tabla de tallas.

Tejido elástico. ❶

Paneles abdominales con superficie autoadherente, pasadedo y pasapulgár. ❷

Correa adicional doblada con pasadedo y pasapulgár. ❸

Ballenás dorsales adaptables. ❹

### **Composición**

Componentes textiles: poliamida - poliéster - elastano - poliuretano.

Componentes no textiles: acero templado pulido - polioximetileno - polipropileno - polietileno.

### **Propiedades/Modo de acción**

El dispositivo permite aliviar los dolores lumbares al sujetar la columna lumbar mediante el aumento de la presión abdominal. Esto permite aliviar la carga sobre los discos invertebrales.

### **Indicaciones**

Lumbalgias comunes no específicas (dolor agudo, subagudo y crónico). Prevención de la reincidencia de la lumbalgia junto con la reanudación de la actividad y/o la información terapéutica.

Canal lumbar estrecho.

Estabilidad de la columna vertebral.

Vuelta a la actividad.

### **Contraindicaciones**

No utilice en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

\*No utilizar en mujeres embarazadas.

No utilizar en caso de hernia de hiato.

No utilizar en caso de cáncer de huesos con metástasis a nivel de la columna vertebral.

No utilizar en caso de problemas circulatorios, pulmonares o cardiovasculares en pacientes para los cuales pueda ser perjudicial un aumento de la presión arterial.

### **Precauciones**

Verificar la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.

No utilice el dispositivo si está dañado.

Colocar el dispositivo por encima de una prenda fina.

Seguir estrictamente la prescripción y el protocolo de uso recomendado por el profesional sanitario. Este producto está destinado al tratamiento de una patología determinada, y su periodo de utilización se limitará a la duración de dicho tratamiento.

No utilizar el dispositivo durante el sueño.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, sensaciones anómalas, quitese el dispositivo y consulte a un profesional sanitario.

El uso de un producto sanitario por parte de un niño deberá hacerse bajo la supervisión de un adulto o de un profesional sanitario.

Mida la talla del paciente en el punto medio entre las crestas ilíacas y las costillas flotantes.

Elegir la talla adecuada para el paciente consultando la tabla de tallas.

Se recomienda que un profesional de la salud supervise la primera aplicación.

Por razones de higiene, de seguridad y de eficacia, no reutilizar el dispositivo para otro paciente.

No utilice el dispositivo en un sistema de diagnóstico médico por imagen.

### **Efectos secundarios indeseables**

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picores, irritaciones...).

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

### **Modo de empleo/Colocación**

Antes del primer uso, se recomienda que un profesional sanitario ajuste bien las ballenas a la espalda del paciente. ⑧

Colocar la faja alrededor de la cintura utilizando la placa abdominal y el pasadodo de la placa abdominal opuesta. ⑨

El logo de Thuisne le indicará el sentido de colocación.

Tire simultáneamente y de forma homogénea del pasadodo y de la placa abdominal opuesta.

Cierre la faja por el lado derecho por encima del lado izquierdo, ajustando el nivel de apriete deseado. ⑩

La faja deberá estar centrada sobre la columna vertebral: las ballenas dorsales deberán colocarse a un lado y otro de la columna vertebral. ⑪

La parte inferior de la faja deberá llegar al nivel del pliegue interglúteo. ⑫

Para una compresión reforzada, es posible utilizar la correa adicional.

Tire simultáneamente y de forma homogénea de la correa adicional. ⑬

Fije las partes autoadherentes de la correa adicional sobre los paneles abdominales de la cintura o superpongálas una sobre otra. ⑭

En cualquier momento del día, podrá ajustar el nivel de compresión en función de sus necesidades.

### **Mantenimiento**

Producto lavable según las condiciones presentes en estas instrucciones y el etiquetado. Cierre las piezas autoadherentes antes del lavado. Lavable a máquina a 30°C (ciclo delicado). No se recomienda lavar el dispositivo a máquina más de 15 lavados (media: 1 lavado al mes). No lavar en seco. No utilice detergentes, suavizantes o productos agresivos (productos clorados...). No secar en secadora. No planche. Escurrir mediante presión. Secar lejos de una fuente directa de calor (radiador, sol...). Seque en posición plana.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente, preferentemente en el embalaje original.

### **Eliminación**

Eliminar conforme a la reglamentación local vigente.

Conservar estas instrucciones.

**pt**

## **CINTA DE SUPORTE LOMBAR COM COMPRESSÃO AJUSTÁVEL**

### **Descrição/Destino**

Este dispositivo é destinado unicamente ao tratamento das indicações listadas e para pacientes cujas medidas correspondem à tabela de tamanhos.

Tecido elástico. ①

Painéis abdominais com superfície autofixante, espaços para os dedos e para o polegar. ②

Fita adicional dobrada com espaço para os dedos para e espaço para o polegar. ③

Almofadas dorsais ajustáveis. ④

### **Composição**

Componentes têxteis: poliamida - poliéster - elastano - poliuretano.

Componentes não têxteis: aço temperado escovado - polioximetileno - polipropileno - polietileno.

### **Propriedades/Modo de ação**

O dispositivo permite aliviar as dores lombares proporcionando suporte à coluna através de um aumento da pressão intra-abdominal. Isto permite aliviar a carga sobre os discos intervertebrais.

### **Indicações**

Lombalgias comuns não específicas (fases aguda, subaguda e crónica). Prevenção da recidiva das lombalgias em associação com uma retoma da atividade e/ou uma informação terapêutica. Canal lombar estreito.

Estabilidade da coluna vertebral.

Regresso à atividade.

### **Contraindicações**

Não utilizar em caso de alergia conhecida em relação a um de seus componentes.

\*Não utilizar em mulheres grávidas.

Não utilizar em caso de hernia de hiato.

Não utilizar em caso de cancro dos ossos com metástases ao nível da coluna vertebral.

Não utilizar em caso de problemas circulatórios, pulmonares ou cardiovasculares em doentes para os quais um aumento da tensão arterial não é recomendado.

### **Precauções**

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização.

Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.

Usar o dispositivo por cima de uma roupa fina.

Manter-se em estrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde.

Este produto destina-se ao tratamento de uma patologia determinada, estando a sua duração de utilização limitada a este tratamento.

Não utilizar o dispositivo durante o sono.

Em caso de desconforto, de incômodo grave, de dor e sensações anormais, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde.

A utilização de um dispositivo médico por uma criança deve ser realizada sob a supervisão de um adulto ou de um profissional de saúde.

Medir a altura do doente no ponto médio entre as cristas ilíacas e as costelas flutuantes.

Escolher o tamanho adequado ao paciente orientando-se pela tabela de tamanhos.

É recomendado que um profissional de saúde realize a supervisão da primeira aplicação.

Por motivos de higiene, segurança e desempenho, não reutilizar o dispositivo para um outro paciente.

Não utilizar o dispositivo em um sistema médico de imagem.

### **Efeitos secundários indesejáveis**

Este dispositivo pode provocar reações cutâneas (rubores, comichão, irritação,...).

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deverá ser objeto de notificação junto do fabricante e junto da autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador/e ou paciente está estabelecido.

### **Aplicação/Colocação**

Antes da primeira utilização, recomenda-se que um profissional de saúde adapte as almofadas às costas do doente. **④**

Posicionar a cinta à volta da cintura utilizando o plastrão abdominal e o espaço para passar o dedo do plastrão abdominal oposto. **④**

O logótipo da Thuisne irá indicar-lhe o sentido da colocação.

Puxar simultaneamente e de forma homogénea o espaço para passar o dedo e o plastrão abdominal oposto.

Fechar a cinta com o lado direito por cima do lado esquerdo, ajustando o nível de aperto desejado. **④**

A cinta deve estar centrada em relação à coluna vertebral: as almofadas dorsais devem estar colocadas de um lado e do outro da coluna vertebral. **④**

A parte de baixo da cinta deve chegar ao nível da dobra interglútea. **④**

Para uma compressão reforçada, é possível utilizar a fita adicional.

Puxar simultaneamente e de forma homogénea a fita adicional. **④**

Fixar as partes autofixantes da fita adicional aos painéis abdominais da cinta ou sobreponer uma sobre a outra. **④**

Durante o dia, é possível ajustar o nível de compressão em função das necessidades.

### **Cuidados**

Produto lavável segundo as condições indicadas neste folheto e na rotulagem. Fechar os autofixantes antes da lavagem. Lavável na máquina a 30 °C (ciclo delicado). Não é aconselhado lavar o dispositivo na máquina mais de 15 vezes (base média: 1 lavagem por mês). Não limpar a seco. Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...). Não utilizar máquina de secar roupa. Não passar a ferro. Escorrer através de pressão. Secar longe de fontes diretas de calor (radiador, sol...). Secar em posição plana.

### **Armazenamento**

Armazenar em temperatura ambiente, de preferência na embalagem de origem.

### **Eliminação**

Eliminar em conformidade com a regulamentação local em vigor.

Guardar estas instruções

---

## **RYGSTØTTEBÆLTE MED JUSTERBAR KOMPRESION**

### **Beskrivelse/Tiltænkt anvendelse**

Udstyret er udelukkende beregnet til behandling af de anførte indikationer og til patienter med mål, som svarer til størrelsesskemaet.

Elastisk materiale. **①**

Maveplader med burrebånd og fingerstrop og tommelstrop. **②**

Ekstra dobbeltstrop med fingerstrop og tommelstrop. **③**

Formtilpasselige dorsale astivere. **④**

### **Sammensætning**

Elementer i tekstil: polyamid - polyester - elastan - polyurethan.

Ikke tekstile komponenter: børstet hærdet stål - polyoxymethylen - polypropylen - polyethylen.

### **Egenskaber/Handlingsmekanisme**

Udstyret lindrer lænbesmerter ved at støtte columnna ved hjælp af en forøgelse af det intraabdominale tryk.

Det tillader at aflaste belastningen af bruskskiverne mellem hvirverne.

### Indikationer

Ikke-specifikke lændesmerter (akutte, subakutte og kroniske). Forebyggelse af recidiverende lændesmerter kombineret med en genoptagelse af aktiviteten og/eller en terapeutisk information.

Forsnævret rygmarvskanal i lænden.

Stabilitet af columna vertebralis.

Genoptagelse af aktiviteten.

### Kontraindikationer

Må ikke bruges i tilfælde af kendt allergi over for et af komponenterne.

\*Må ikke bruges til gravide kvinder.

Må ikke anvendes i tilfælde af hiatushernie.

Må ikke anvendes i tilfælde af knoglekræft med metastaser i rygsøjlen.

Må ikke anvendes i tilfælde af problemer med blodcirkulationen, lungerne eller hjertekarsystemet hos patienter for hvem et øget arterielt blodtryk ikke anbefales.

### Forholdsregler

Kontroller, at produktet er intakt før hver brug.

Udstyret må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Udstyret skal bæres over en tyndbeklædningsgenstand.

Den sundhedsfaglige persons ordning og protokol vedrørende anvendelse skal følges meget nøje.

Dette produkt er beregnet til behandling af en bestemt patologi og dets brugsvarighed er begrænset til denne behandling.

Brug ikke udstyret, når du sover.

I tilfælde af ubehag, større gener, smerter eller unormale følelser, skal udstyret fjernes og en sundhedsfaglig person kontaktes.

Hvis et medicinsk udstyr bruges af et barn, skal det ske under opsyn af en voksen eller en sundhedsfaglig person.

Mål patientens livvidde i halv afstand mellem hoftekammen og de nederste ribben.

Vælg en størrelse, der er egnet til patienten ved hjælp af størrelsesskemaet.

Det anbefales, at en sundhedsfaglig person kontrollerer den første påsætning.

Udstyret må ikke bruges til en anden patient af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager og for at bevare udstyrets ydeevne.

Brug ikke udstyret i et medicinsk billeddannelsessystem.

### Bivirkninger

Dette udstyr kan fremkalde hudreaktioner (rødmen, kløe, irritationer...).

Enhver alvorlig hændelse, som er opstået i forbindelse med udstyret, skal meddeles til producenten og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugerden og/eller patienten er bosat.

### Brugsanvisning/Påsætning

Inden første brug anbefales det, at en sundhedsfaglig person tilpasser astfiverne til patientens ryg. Ⓛ

Placer bæltet omkring taljen ved hjælp af maveforstærkningen og fingerstropperne på maveforstærknerne. Ⓛ

Thasnes-logoet angiver bæreretningen.

Træk samtidigt og på en ensartet måde i fingerstroppen og maveforstærkningen i den modsatte side.

Luk bæltet ved at føre højre side over venstre side og justere til den ønskede stramning. Ⓛ

Bæltet skal være centreret på rygsøjlen: rygafstiverne skal være placeret på hver sin side af rygsøjlen. Ⓛ

Den nederste del af bæltet skal nå ned til kløften mellem ballerne. Ⓛ

Det er muligt at bruge den ekstra strop for at opnå en forstærket kompression.

Træk samtidigt og på en ensartet måde i den ekstra strop. Ⓛ

Fastgør den ekstra strops dele med burrebånd på bæltets maveplader eller sæt dem ovenpå hinanden. Ⓛ

Det er muligt at justere kompressionen i løbet af dagen efter behov.

### Pleje

Vaskbart produkt under de anførte betingelser i denne vejledning og på etiketten. Luk burrebåndene før vask. Kan vaskes i maskine ved 30°C (skåneprogram). Det frarådes at vaske udstyret i maskine i over 15 vask (gennemsnitlig værdi: 1 vask pr. måned). Må ikke kemisk renses. Brug ikke rensemidler, blødgøringsmidler eller aggressive produkter (klorholdige produkter m.m.) Må ikke tørretumbles. Må ikke stryges. Pres vandet ud. Lad tørre på afstand af en direkte varmekilde (radiator, sol m.m.). Lad tørre fladt.

### Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur og helst i den originale emballage.

### Bortskaffelse

Skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

Opbevar vejledningen

### fi

## LANNETUKIVYÖ - SÄÄDETTÄVÄ PURISTUS

### Kuvaus/Käyttötarkoitus

Tämä väline on tarkoitettu vain lueteltujen käyttöaiheiden hoitoon ja valitsemalla potilaalle oikea koko oheisesta kokotaulukosta.

Joustokangas. ⓘ

Vatsalevyt, joissa on tarrapinta ja sormi- ja peukalolenkit. ⓘ

Vuorattu lisähihna, jossa on sormi- ja peukalolenkit. ⓘ

Mukautuvat selkävahvikkeet. ⓘ

## Rakenne

Tekstiilikomponentit: polyamidi - polyesteri - elastaani - polyuretaani.

Ei-tekstiilikomponentit: harjattu karkaistu teräs - polyoksimetyeeni - polypropeeni - polyeteeni.

## Ominaisuudet/Toimintatapa

Tuote auttaa helpottamaan alaselän kipuja tukemalla lannerankaa lisäämällä vatsan sisäpuolista painetta. Tämä auttaa keventämään nikamavälilevyjen kuormitusta.

## Käyttöaiheet

Epäspesifiset yleiset alaselän sairaudet (akuutti-, puoliakuutti- ja krooninen vaihe). Alaselän sairauksien uusiutumisen estämisen yhdessä liikunnan uudelleen aloittamisen ja/tai hoitoon liittyvän tiedon kanssa.

Ahdas lankeanava.

Selkärangan stabilisointi.

Liikunnan aloittaminen uudelleen.

## Vasta-aiheet

Älä käytä, jos tiedossa on allergia jollekin rakenneosista.

\*Ei saa käyttää raskauden aikana.

Älä käytä tuotetta, jos sinulla on palleatyrä.

Älä käytä tuotetta, jos sinulla on luousyöpä, jossa esiintyy etäpesäkkäiteä selkärangassa.

Älä käytä tuotetta, jos sinulla on ongelma verenkierrossa, keuhkoissa tai sydämessä ja verisuoristossa eikä verenpaineen nousu ole suotavaa.

## Varotoimet

Tarkista laitteen eheys ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä välinettä, jos se on vaurioitunut.

Käytä välinettä ohuen vaatteiden päällä.

Noudata ehdottomasti lääkärin antamia ohjeita ja käyttösuoituskuksia.

Tämä tuote on tarkoitettu tietyn vamman hoitoon, sen käyttööäikä on rajoitettu kyseiseen hoitoon.

Älä käytä välinettä nukkuessasi.

Jos tuote on epämukava, se aiheuttaa merkittävää haittaa, kipua tai epätavanomaisia tuntemuksia, poista tuote ja kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Lapset saavat käyttää lääkinnällistä laitetta vain aikuisen tai terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa.

Mittaa potilaan koko istuinkyhmyjen (suoliluun harjojen) ja vapaiden kylkiluiden puolivälistä.

Valitse oikea koko potilaalle kokotaulukosta.

On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo tuotteen ensimmäistä asetusta. Hygienian, turvallisuuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi älä käytä välinettä uudelleen toisella potilaalla.

Älä käytä välinettä lääketieteellisessä kuvantamisjärjestelmässä.

## Ei-toivotut sivuvaikutukset

Tämä tuote voi aiheuttaa ihoreaktioita (esim. punoitusta, kutinaa, ärskyttystä).

Kaikista välineen yhteydessä tapahtuvista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

## Käyttöohje/Asettaminen

Suosittelemme, että terveydenhuollon ammattilainen säätää pystytuet potilaan selälle sopiviksi ennen ensimmäistä käyttökertaa. ☐

Sijoita vyö vyötäörön ympärille käyttämällä vatsavahviketta ja vastakkaisen vatsavahvikkeen sormilenkiä. ☐

Thuasne-logo osoittaa pukemissuunnan.

Vedä samanaikeisesti ja tasaisesti sormilenkistä ja vastakkaisesta vatsavahvikkeesta.

Sulje vyön oikea puoli vasemman puolen päälle ja säädä se haluttuun kireyteen. ☐

Vyö tulee asettaa keskelle selkärankaa: selkävahvikkeet tulee sijoittaa selkärangan molemmiin puolin. ☐

Vyön alareunan on yllettävä pakaravaon kohdalle asti. ☐

Puristuksen vahvistamiseen voidaan käyttää lisähiihnaa.

Vedä samanaikeisesti ja tasaisesti lisähiihnasta. ☐

Kiinnitä lisähiihnan tarraosat vyön vatsalevyjen keskelle tai laita ne päällekkäin. ☐

Voit päivän mittaan säätää puristusta tarpeen mukaan.

## Hoito

Tuote voidaan pestä tämän pakkauselosteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti. Sulje tarrakiinnikkeet ennen pesua. Konepestävä 30°C:ssa (hienopesu). Emme suosittele pesemään välinettä koneessa yli 15 kertaa (keskimäärin: 1 pesu kuukaudessa). Ei saa kuivapestä. Älä käytä pesuaineita, huuhteluaineita tai voimakkaita tuotteita (kloria sisältävät tuotteet). Ei saa kuivata kuivausrummussa. Ei saa silittää. Puristele liika vesi pois. Anna kuivua etäällä suorasta lämmönlähestestä (lämpöpatteri, auringonvalo jne.). Kuivata tasossa.

## Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa.

## Hävittäminen

Hävitä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä nämä käyttöohjeet

sv

## RYGGÖRDEL FÖR RYGGEN MED JUSTERBAR KOMPRESSION

### Beskrivning/Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för behandling av de angivna indikationerna och för patienter vars mått motsvarar storlekstabellen.

Elastiskt tyg. ①

Bukpaneler med kardborreband och finger- och tumhål. ②

Fodrad extra rem med finger- och tumhål. ①

Formbara ryggskenor. ②

### Sammansättning

Material textilier: polyamid - polyester - elastan - polyuretan.

Icke-textila komponenter: borstat härdat stål - polyoximetilen - polypropylen - polyeten.

### Egenskaper/Verkningsställ

Med den här produkten kan du lindra smärta i nedre delen av ryggen och stödja ländryggen genom en ökning av det intraabdominala trycket. Detta gör det möjligt att lättä belastningen på mellankotskvorna.

### Indikationer

Vanlig ospecifik smärta i ländryggen (akut, subakut och kroniskt stadium). Förebygga återkommande smärta i ländryggen tillsammans med återupptagande av en aktivitet och/eller en terapeutisk information.

Trång ryggradskanal.

Ryggradens stabilitet.

Återuppta aktivitet.

### Kontraindikationer

Får ej användas vid känd allergi mot något av innehållsmännen.

\*Får ej användas på gravida kvinnor.

Använd inte produkten vid hiatusbråck.

Använd inte produkten vid skelettcancer med metastaser i höjd med ryggraden.

Använd inte hos patienter som har problem med blodcirkulationen, lungorna eller hjärtat eftersom ett ökat blodtryck inte är ett rekommenderat för dessa personer.

### Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.

Får ej användas om produkten är skadad.

Bär produkten över ett tunt klädesplagg.

Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.

Denna produkt är avsedd för att behandla en given patologi och användningstiden är begränsad till denna behandling.

Använd inte produkten när du sover.

Vid obehag, betydande besvärs, smärta eller onormala förmimmelser bör produkten avlägsnas och vårdpersonal kontaktas.

Ett barns användning av medicinsk utrustning bör ske under överinseende av en vuxen eller vårdpersonal.

Mät patientens midjemått halvvägs mellan höftbenskammarna och de flytande revbenen.

Välj en storlek som är lämplig för patienten med hjälp av storleksstabellen.

Sjukvårdspersonal bör övervaka den första appliceringen.

Av hygien-, säkerhets- och prestandaskäl ska produkten inte återanvändas av en annan patient.

Använd inte produkten i en apparat för medicinsk avbildning.

### Biverkningar

Produkten kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, irritation osv.).

Alla allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

### Bruksanvisning/användning

Före första användning rekommenderas det att vårdpersonalen formar skenorna efter patientens rygg. ③

Placerar bältet runt midjan genom att använda magplattan och fingerhålet i den motsatta magplattan. ④

Thasne-loggan visar korrekt placering.

Dra samtidigt och jämnt fingerhålet och den motsatta magplattan.

Stäng bältet på höger sida över vänster sida och justera önskad åtdragning. ⑤

Bältet ska vara centrerat på ryggraden: ryggskenor måste placeras på värdera sida om ryggraden. ⑥

Bältets nedre del måste placeras i linje med ryggslutet. ⑦

För en förstärkt kompression kan du använda den extra remmen.

Dra samtidigt och jämnt den extra remmen. ⑧

Fäst den extra remmens kardborreband på bukpanelerna på bältet eller lägg dem ovanpå varandra. ⑨

Under dagen kan du justera kompressionsnivån efter behov.

### Skötsel

Produkten kan tvättas enligt tvättanvisningarna i denna bipacksedel och på etiketten. Förslut kardborrebanden före tvätt. Kan tvättas i maskin i högst 30°C (skontvätt). Tvätta inte produkten i maskin mer än 15 gånger (i genomsnitt: 1 gång per månad). Får ej kemtvättas. Använd inte rengöringsmedel, sköljmedel eller alltför starka produkter (med klor). Får ej torktumlas. Får ej strykas. Pressa ur vattnet. Låt lufttorka långt ifrån direkta värmekällor (värmeelement, sol osv.). Torkas plant.

### Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

### Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

Behåll dessa instruktioner

ει

## ΣΩΝΗ ΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

### Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη θεραπεία των αναφερόμενων ενδείξεων και για ασθενείς των οποίων οι διαστάσεις αντιστοιχούν στον πίνακα μεγεθών.

## Ελαστικό ύφασμα. ①

Κοιλιακές πλάκες με αυτοκόλλητη επιφάνεια και θολιά δαχτύλου και αντίκειρα. ②

Πρόσθετος ντουμπλαρισμένος ιώματας με θολιά δαχτύλου και θολιά αντίκειρα. ③

Διαμορφούμενες ραχαιίες μπανέλες. ④

## Σύνθεση

Εξαρτήματα από ύφασμα: πολυαμίδη - πολυεστέρας - ελαστάνη - πολυουρεθάνη.

Εξαρτήματα που δεν είναι από ύφασμα: κάλυβασ ενισχυμένος με βαφή - πολυοξυμεθυλένιο - πολυυριπολένιο - πολυαιθυλένιο.

## Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Το προϊόν επιτρέπει την ανακούφιση των οσφυϊκών πόνων χάρη στην υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης, μέσω αύξησης της κοιλιακής πίεσης. Αυτή επιτρέπει την αποφόρτιση των μεσοσπονδύλιων δίσκων.

## Ενδείξεις

Κοινή, μη ειδική οσφυαλγία (οξεία, υποξεία και χρόνια). Πρόληψη της υποτροπής των οσφυαλγιών σε συνδυασμό με ανάληψη δραστηριότητας ή/και θεραπευτική ενημέρωση.

Στένωση του σπονδυλικού σωλήνα.

Σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης.

Ανάληψη της δραστηριότητας.

## Αντενδείξεις

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

\*Να μην χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαφραγματοκήλης.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση καρκίνου των οστών με μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση κυκλοφορικών, πνευμονικών ή καρδιαγγειακών προβλημάτων σε ασθενείς για τους οποίους δεν συνιστάται άξονος της αρτηριακής πίεσης.

## Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Να φοράτε τη συσκευή πάνω από λεπτά ρούχα.

Τηρείτε αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά η επαγγελματίας υγείας που σας παρακολούθει.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για την θεραπευτική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης παθολογίας. Η διάρκεια χρήσης του περιορίζεται στην θεραπεία αυτή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τον ύπνο.

Σε περίπτωση ενόχλησης, έντονης δυσφορίας, πόνου ή μη φυσιολογικών αισθήσεων, αφαιρέστε το προϊόν και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Η χρήση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος από παιδιά θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα ή επαγγελματία υγείας.

Μετράτε την μέση του ασθενούς στην μέση της απόστασης μεταξύ των λαγόνιων ακρολοφιών και των νόθων ασύντακτων πλευρών.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τον ασθενή ανατρέχοντας στον πίνακα μεγεθών.

Συνιστάται η πρώτη εφαρμογή να επιβλέπεται από έναν επαγγελματία υγείας.

Για λόγους υγιεινής, ασφαλείας και απόδοσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άλλον ασθενή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σύστημα ιατρικής απεικόνισης.

## Δευτερεύουσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει δέρματικές αντιδράσεις (κοκκινίλες, κνημόμ., ερεθισμό...).

Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και σκετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

## Οδηγίες χρήσης/Τοποθέτηση

Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται οι μπανέλες να διαμορφωθούν ώστε να προσαρμοστούν στην πλάτη του ασθενούς από έναν επαγγελματία υγείας. ④

Τοποθετήστε τη ζώνη γύρω από τη μέση σας με την βοήθεια του πρόσθετου κοιλιακού τμήματος και της θολιάς δαχτύλου που βρίσκεται επάνω στο πρόσθετο κοιλιακό τμήμα της άλλης πλευράς. ④

Το λογότυπο Thasusne σας υποδεικνύει τη φορά τοποθέτησης.

Τραβήγνετε ταυτόχρονα και ομοιόμορφα τη θολιά δαχτύλου και το πρόσθετο κοιλιακό τμήμα της άλλης πλευράς.

Κλείστε τη ζώνη τοποθετώντας τη δεξιά πλευρά πάνω από την αριστερή πλευρά και ρυθμίστε τη σύσφιξη στο επιθυμητό επίπεδο. ⑧

Η ζώνη πρέπει να είναι κεντραρισμένη στη σπονδυλική στήλη: οι ραχαιίες μπανέλες πρέπει να τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές της σπονδυλικής στήλης. ⑥

Το κάτω μέρος της ζώνης πρέπει να φτάνει στο άνω μέρος των γλουτών. ⑥

Για ενισχυμένη συμπίεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πρόσθετο ιώματα.

Τραβήγνετε ταυτόχρονα και ομοιόμορφα τον πρόσθετο ιώματα. ⑥

Σταθεροποιήστε τα αυτοκόλλητα τμήματα του πρόσθετου ιώματα πάνω στις κοιλιακές πλάκες της ζώνης ή τοποθετήστε τα το ένα επάνω στο άλλο. ⑩

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να ρυθμίζετε το επίπεδο συμπίεσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

## Συντήρηση

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών και στην ετικέτα. Κλείστε τις αυτοκόλλητες επιφάνειες πριν από το πλύσιμο. Πλένεται στο πλυντήριο, στους 30 °C (στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα). Δεν συνιστάται να πλένετε την διάταξη στο πλυντήριο περισσότερο από 15 φορές (βασικός μέσος όρος:

1 πλύση τον μήνα). Μνη υποβάλετε σε στεγνό καθαρισμό. Μνη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή πολύ ισχυρά προϊόντα (προϊόντα με βάση την χλωρίν...). Μνη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μη σιδερώνετε. Στραγγίστε πιέζοντας. Στεγνώνετε μακριά από άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, ήλιος...). Αφήστε να στεγνώσει σε επίπεδη επιφάνεια.

#### **Αποθήκευση**

Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά προτίμου στο αρχικό κουτί.

#### **Απόρριψη**

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ιαχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Φυλάξτε αυτό το φύλλαδιο

cs

## **BEDERNÍ PODPŮRNÝ PÁS S NASTAVITELNOU KOMPRESÍ**

#### **Popis/Použití**

Pomůcka je určena pouze kléčbě uvedených indikací a pro pacienty, kteří mají příslušnou velikost dle tabulky velikostí.

Elastická látka. ①

Břišní panely se suchými zipy a poutky pro prsty a poutky pro palec. ②

Pás s dodatečným tahem s poutkem pro prsty a poutkem pro palec. ③

Tvarovatelné zádové výztuže. ④

#### **Složení**

Textilní části: polyamid - polyester - elastan - polyuretan.

Netextilní části: kartáčovaná kalená ocel - polyoxymethylene - polypropylene - polyethylene.

#### **Vlastnosti/Mechanismus účinku**

Pomůcka zmírňuje bolesti v bederní části zad tím, že podporuje páteř zvýšeným nitrobřišním tlakem, který snižuje zatížení meziobratlových plotének.

#### **Indikace**

Běžné nespecifikované bolesti dolní části zad (akutní, subakutní a chronické stavy). Prevence recidivy bolestí dolní části zad ve spojení s obnovením aktivity a/nebo s poučením od terapeuta.

Zúžený páteřní kanál (Spinální stenóza)

Stabilita páteře.

Obnovení aktivit.

#### **Kontraindikace**

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

\*Nepoužívat u těhotných žen.

Nepoužívejte v případě brániční kůly.

Nepoužívejte v případě, že trpíte rakovinou kostí s metastázami v oblasti páteře.

Nepoužívejte v případě oběhových, plicních nebo kardiovaskulárních problémů u pacientů, u kterých se nedoporučuje zvýšení krevního tlaku.

#### **Upozornění**

Před každým použitím zkонтrolujte, že je pomůcka neporušená.

Poškozenou pomůcku nepoužívejte.

Pomůcku noste přes tenké oblečení.

Je nutné se přesně řídit předpisem a pokyny k použití, které vám dal lékař.

Tato pomůcka je určena k léčbě daného onemocnění a doba jejího používání je omezena na tuto léčbu.

Pomůcku nenoste na spaní.

V případě nepohodlí, značných obtíží, bolesti nebo neobyvyklých pocitů pomůcku sundejte a poraďte se se zdravotníkem.

Dítě smí používat zdravotnický prostředek pod dohledem dospělé osoby nebo zdravotnického pracovníka.

Změřte výšku pacienta ve středu mezi kyčelními hřebeny a volnými žebry.

Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí.

První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti lékaře.

Z hygienických důvodů a z důvodu bezpečnosti a správného fungování je pomůcka určena jednomu pacientovi.

Pomůcku nepoužívejte při použití zdravotnické zobrazovací techniky.

#### **Nežádoucí vedlejší účinky**

Pomůcka může vyvolat kožní reakce (začervenání, svědění, popáleniny, podráždění...).

Dojde-li v souvislosti s touto pomůckou k závažnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobcu a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

#### **Návod k použití/Aplikace**

Před prvním použitím doporučujeme, aby výztuhy nastavil zdravotník podle zad pacienta. ④

Umístěte pás kolem pasu pomocí břišního panelu a poutka na palec umístěného na protějším břišním panelu. ⑤

Logo Thasne ukazuje směr umístění.

Současně a rovnoramenně zatáhněte za poutko na palec a protilehlý břišní panel.

Zapněte pás tak, že pravá strana přijde na levou, a zatáhněte pás podle potřeby. ⑥

Střed pásu musí být na páteři: Zádové výztuhy musí být umístěny po obou stranách páteře. ⑦

Spodní hrana pásu musí dosahovat ke kostrči. ⑧

Chcete-li zesílit kompresi, více utáhněte pás dodatečného tahu.

Stejně silně zatáhněte zároveň za poutka pro prsty na pásu dodatečného tahu. ⑨

Upevněte suché zipy pásu dodatečného tahu na břišní panely nebo je přeložte jeden přes druhý. ⑩

Během dne můžete stupeň komprese pásu podle potřeby regulovat.

#### **Údržba**

Výrobek perte podle pokynů uvedených v tomto návodu a na etiketě. Před praním zavřete suché

zipy. Lze práť v pračce na 30°C (jemné praní). Nedoporučuje se práť pomůcku v pračce více než 15krát (průměrně: perte 1krát za měsíc). Nečistit za sucha. Nepoužívat žádné čisticí a změkčovací prostředky nebo agresivní přípravky (chlorované přípravky...). Nesušit v sušičce. Nežehlit. Vyzdímajte přebytečnou vodu. Nesušit v blízkosti přímého zdroje tepla (radiátoru, slunce...). Sušit naležato.

### Skladování

Skladujte při pokojové teplotě, nejlépe v originálním balení.

### Likvidace

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Tento návod uschovějte

pl

## PODTRZYMUJĄCY PAS ŁĘDZIOWY Z REGULOWANYM NACISKIEM

### Opis/Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach oraz u pacjentów, których wymiary odpowiadają tabeli rozmiarów.

Materiał elastyczny. ①

Panele brzusne z rzepem i otworami na palce i kciuk. ②

Dodatkowy pasek z podszewką, z otworem na palec i otworem na kciuk. ③

Fiszbyny grzbietowe dopasowujące się do kształtu. ④

### Skład

Elementy tekstylne: poliamid - poliester - elastan - poliuretan.

Elementy nietekstylne: stal hartowana szczotkowana - polioksymetylen - polipropylen - polietylen.

### Właściwości/Działanie

Produkt łagodzi ból w odcinku lędźwiowym, podtrzymując kręgosłup poprzez zwiększenie nacisku na wysokość brzucha. Zapewnia to zmniejszenie obciążenia krążków międzykręgowych.

### Wskazania

Typowe dolegliwości bólowe (w fazie ostrej, podostrej i przewlekłej). Zapobieganie nawrotom dolegliwości bólowych w związku z powrotem do uprawiania aktywności fizycznej i/lub informacją terapeutyczną.

Wąski kanał lędźwiowy.

Stabilność kręgosłupa.

Powrót do uprawiania aktywności fizycznej.

### Przeciwskazania

Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na jeden z elementów składowych.

\*Nie stosować u kobiet w ciąży.

Nie używać w przypadku przepukliny przeponowej rozworzu przełykowego.

Nie używać w przypadku choroby nowotworowej kości z przerzutami do kręgosłupa.

Nie używać w przypadku problemów z krążeniem, płucami lub układem sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których wzrost ciśnienia krwi nie jest zalecany.

### Konieczne środki ostrożności

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wyrob jest w należytym stanie.

Nie używać wyrobu, jeśli jest uszkodzony.

Wyrób należy nosić na cienkiej odzieży.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych i protokołu użytkowania zalecanego przez personel medyczny. Ten produkt jest przeznaczony do leczenia ściśle określonego stanu chorobowego, a jego czas stosowania jest ograniczony do tego leczenia.

Nie używać wyrobu podczas snu.

W przypadku dyskomfortu, poważnej uciążliwości, bólu, niecodziennego odczucia należy zdjąć produkt i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie wyrobu medycznego przez dziecko musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej lub lekarza.

Zmierzyć wzrost pacjenta w połowie odległości między grzebieniem biodrowym a żebrami wolnymi. Wybrać rozmiar dobrany do pacjenta, korzystając z tabeli rozmiarów.

Zaleca się, aby pierwsze zastosowanie przebiegało pod nadzorem pracownika służby zdrowia.

Ze względu na higieniczne i w trosce o bezpieczeństwo i skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta.

Nie używać wyrobu w systemie obrazowania medycznego.

### Niepożądane skutki uboczne

Produkt może wywołać reakcje skórne (zaczernienie, swędzenie, podrażnienia itp.).

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

### Sposób użycia/Sposób zakładania

Przed pierwszym użyciem zaleca się dopasowanie fiszbin do kształtu pleców pacjenta przez pracownika ochrony zdrowia. ⑤

Założyć pas w talii, używając wkładki brzusznej i otworu na palec przeciwległej wkładki brzusznej. ⑥ Logo Thuisnas wskazuje prawidłowy kierunek zakładania.

Jednocześnie równomiernie pociągnąć otwór na palce i przeciwległą wkładkę brzuszną.

Zamocować pas tak, aby prawa strona znalazła się powyżej strony lewej, dopasowując żądany poziom zaciśnięcia. ⑦

Pas powinien być wyśrodkowany na kręgosłupie: fiszbyny grzbietowe powinny być umieszczone po obu stronach kręgosłupa. ⑧

Dolna część pasa powinna znajdować się na wysokości pośladków. ⑨

W celu zwiększenia nacisku istnieje możliwość użycia dodatkowego paska.

Jednocześnie równomiernie pociągnąć dodatkowy pasek. ⓐ

Zamocować części rzepowe dodatkowego paska do paneli brzusznych pasa lub nałożyć je jedna na drugą. ⓑ

Można w dowolny sposób regulować siłę ucisku w ciągu dnia w zależności od potrzeb.

### **Utrzymanie**

Produkt nadaje się do prania w warunkach określonych w niniejszej instrukcji i na oznakowaniu. Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nadaje się do prania w pralce w temp. 30°C (cykl delikatny). Nie jest zalecane pranie wyrobu w pralce więcej niż 15 razy (w ujęciu średnim: 1 pranie na miesiąc). Nie czyścić na sucho. Nie używać detergentów, produktów zmęczających ani agresywnych (zawierających chlor itp.). Nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Wycisnąć. Suszyć z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, słońce itp.). Suszyć w stanie rozłożonym.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

### **Utylizacja**

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zachować tę instrukcję

## **Iv**

### **MUGURAS JOSTAS DAĻAS ATBALSTA JOSTA AR PIELĀGOJAMU KOMPRESIJU**

#### **Apraksts/Paredzētais mērķis**

Ierīce ir paredzēta tikai minēto indikāciju ārstēšanai pacientiem, kuru mērķumi atbilst izmēru tabulai.

Elastīgs audums. Ⓛ

Vēdera plāksnes ar pašlīpošo virsmu un pirkstam un īkšķim paredzētiem šķēlumiem. Ⓜ

Papildu oderēta josta ar pirkstam un īkšķim paredzētiem šķēlumiem. Ⓝ

Ērti muguras atbalsta elementi. Ⓞ

#### **Sastāvs**

Tekstila sastāvdajas: poliamīds – poliesters – elastāns – poliuretāns.

Netekstila sastāvdalas: matēts rūdītais tērauds – polioksimetilēns – polipropilēns – polietilēns.

#### **Īpašības / darbības veids**

Ierīce mazina sāpes jostas daļā, palielinot spiedienu uz vēdera dobuma daļu un tādējādi sniedzot atbalstu mugurkaulam. Tādējādi tiek mazināta slodze uz starpskriemēju diskiem.

#### **Indikācijas**

Nespecifiskas muguras lejasdalas sāpes (akūtas, subakūtas un hroniskas stadijas). Muguras lejasdalas

sāpu atkārtošanās novēršana saistībā ar aktivitāšu atsākšanu un/vai terapiju.

Mugurkaula kanāla sašaurinājums.

Mugurkaula stabilitātes nodrošināšana.

Aktivitāšu atsākšana.

#### **Kontrindikācijas**

Nelietojiet, ja ir zināma alerģija pret kādu no sastāvdalām.

\*Nelietojiet grūtniecēm.

Nelietojiet hiatālās trūces gadījumā.

Nelietojiet kaulu vēža ar metastāzem mugurkaulā gadījumā.

Nelietojiet pacientiem ar asinsrites, plaušu vai sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem, kuriem nav ieteicama asinsspiediena pauaugstināšanās.

#### **Piesardzība lietošanā**

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai prece nav bojāta.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Valkājiet ierīci virs plāna apgērba.

Stingri ievērojet jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikumus un lietošanas norādījumus.

Šī ierīce ir paredzēta noteiktas patoloģijas ārstēšanai, tās lietošanas ilgums ir ierobežots līdz šīs patoloģijas izārstēšanai.

Nelietojiet ierīci miega laikā.

Ja rodas diskomforta sajūta, nopietns kairinājums, sāpes, rodas neparastas sajūtas, pātraučiet ierīces lietošanu un sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Medicīniskās ierīces izmantošanai bērnam ir jānotiek pieaugašā vai veselības aprūpes speciālista uzraudzībā.

Izmēriet pacienta vidukli viduspunktā starp iegurņa kaula pauguru un kustīgām ribām.

Izvēlieties pacientam atbilstošu izmēru, nemot vērā izmēru tabulu.

Pirmajā uzlikšanas reizē ieteicama veselības aprūpes speciālista līdzdalība.

Higiēnas, drošības un veikspējas apsvērumu dēļ nelietojiet ierīci atkārtoti citiem pacientiem.

Nelietojiet ierīci medicīniskajā attēlveidošanas sistēmā.

#### **Nevēlamas blaknes**

Šī ierīce var izraisīt ādas reakcijas (apsārtumus, niezi, kairinājumu u.c.).

Par jebkuriem smagiem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar šo produktu, ir jāziņo ražotājam un dalībvalstis, kurā uzturas lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai iestādei.

#### **Lietošanas veids/Uzlikšana**

Pirms pirmās lietošanas reizes, veselības aprūpes speciālistam ir ieteicams pielāgot atbalsta elementus atbilstoši pacienta muguras formai. Ⓟ

Novietojiet jostu ap vidukli, satverot vēdera ielaiduma daļu un pretējās vēdera ielaiduma daļas pirkstiem paredzēto šķēlumu. Ⓠ

Thuasne logotips norāda pareizu uzstādīšanas virzienu.

Vienlaikus un vienmērīgi velciet aiz pirkstiem paredzētā šķēluma un pretējās vēdera daļas.

Aiztaisiet jostu, liekot labo pusē pāri kreisajai pusei, noreguļojot vēlamo savilkuma līmeni. ②

Jostai jābūt centrētai uz mugurkaulu: muguras atbalsta elementiem jābūt novietotiem katrā mugurkaula pusē. ③

Jostas lejasdalīai ir jāatrodas vienā līmenī ar sēžamvietas augšdaļu. ④

Papildu kompresijas nodrošināšanai var izmantot papildu siksnu.

Vienlaikus un vienmērīgi velciet aiz papildu jostas. ⑤

Piestipriniet papildu siksnu pašlīpošās aizdares pie jostas vēdera plāksnēm vai pārklājiet tās vienu otru virsū. ⑥

Dienas laikā ir iespējams pielāgot kompresijas stiņprumu atbilstoši vajadzībām.

## Uzturēšana

Produkts mazgājams saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā un markējumā sniegtajiem nosacījumiem. Pirms mazgāšanas aizveriet pašlīpošās aizdares. Var mazgāt veļasmašīnā 30°C temperatūrā (cikls smalkai velai). Ierīci nav ieteicams mazgāt veļas mazgāmajā mašīnā vairāk nekā 15 reizes (vidēji: 1 mazgāšanas reize mēnesī). Nenododiet ķīmiskajā tīrišanā. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus vai agresīvas iedarbības līdzekļus (hloru izstrādājumus u.tml.). Nelietojet veļas žāvētāju. Negludiniņet. Izspiediet ūdeni ar spiedienu. Žāvējiet drošā attālumā no tieša siltuma avota (radiatora, saules utt.). Žāvējiet izklātu.

## Uzglabāšana

Uzglabājiet istabas temperatūrā, vēlams, oriģinālajā iepakojumā.

## Likvidēšana

Likvidējiet saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Saglabājiet šo instrukciju

## It

# PALAIKOMASIS REGULIUOJAMO SUSPAUDIMO JUOSMENS DIRŽAS

## Aprašymas ir paskirtis

Priemonē skirta tik išvādytoms indikācijoms gydyti ir tik pacientams, kuriu kūno matmenys atitinka dydžių lenteļē.

Tamprus audinys. ①

Priekinēs dalys su kibiujo paviršumi, pirštū kilpa (-omis) ir nykščio kilpa (-omis). ②

Papildomas pamušalas su pirštū ir nykščio kilpomis. ③

Pritaikomas nugaros daliess plokštelēs. ④

## Sudētis

Tekstilinēs dalys: poliamidas - poliesteris - elastanas - poliuretanas.

Ne tekstilinēs dalys: grūdintasis matinis plienas - polioksimetilenas - polipropilenas - polietilenas.

## Savybēs ir veikimo būdas

Priemonē malšina juosmens skausmus palaikydamā stuburā padidinant vidinj spaudīm pilvo srityje. Šitaip sumažinama tarplankstelinu disku apkrova.

## Indikācijos

Bendrieji nespecifiniai skausmai juosmens srityje (ūminiai, poūminiai ir lētiniai). Juosmens skausmo pasikartojimo prevencija derinant su grīžimu prie veiklos ir (arba) su gydymu susijusia informacija.

Juosmeninės stuburo dalies kanalo susaurėjimas.

Stuburo stabilumas.

Grīžimas prie veiklos.

## Kontraindikācijos

Nenaudokite gaminio, jei yra alergija bet kuriai sudėtinei medžiagai.

\*Netinka naudoti néčiosioms.

Nenaudokite, jei turite stuburo išvaržą.

Nenaudokite, jei sergate kaulų vėžiu su metastazėmis stubure.

Nenaudokite esant kraujotakos, plaučių ar širdies ir kraujagyslių susirgimams, kai pacientams nerekomenduojamas kraujospūdžio padiėjimas.

## Atsargumo priemonės

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar priemonė tvarkingu, ar jai netrūksta dalių.

Nenaudokite priemonęs, jei ji pažeista.

Dévēkite priemonę ant plonų drabužių.

Griežtai naudoti pagal sveikatos specialisto nurodytą naudojimosi protokolą ir receptą.

Šis gaminis skirtas konkretai patologijai gydyti ir jį galima naudoti tik gydymo metu.

Nenaudokite miegodam.

Pajutę nepatogumą arba labai nemalonią pojūčių, skausmą ar kitų neįprastų pojūčių, nusiimkite priemonę ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Vaikas medicinos priemonę gali naudoti tik prižiūrimas suaugusioje ar sveikatos priežiūros specialisto.

Išmatuokite paciento juosmens apimtį per vidurį tarp klubakaulių viršaus ir apatinį šonkaulių.

Remdamiesi dydžių lentele, pasirinkite pacientui tinkamą dydį.

Rekomenduojama, kad pirmą kartą gaminį padėtų užsideti sveikatos priežiūros specialistas.

Higienos, saugos ir tinkamo veikimo sumetimais gaminio negali naudoti kitas pacientas.

Nenaudokite priemonės medicininių vaizdo tyrimų metu.

## Nepageidaujamas šalutinis poveikis

Dévint, ši priemonė gali sukelti odos reakciją (paraudimą, niežulį, sudirginimą ir pan.).

Apie visus rīmtus su gaminiu susijusius įvykius turētū būti pranešama gamintojui ir valstybės narēs, kurioje gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## **Naudojimas**

Prieš pirmą kartą naudojant nugarines plokštėles prie nugaros turėtų pritaikyti sveikatos priežiūros specialistas. ②

Apsijuoskite diržu juosmenį suėmę už vienos priekinės dalies ir kitos pusės priekinės dalies pirkštų kilpos. ④

„Thuausne“ logotipas rodo apsijuosimo kryptį.

Vienu metu vienodai traukite pirkštų kilpą ir kitos pusės priekinę dalį.

Užsekite diržo dešiniajā dalj virš kairiosios, suveržę iki norimo lygio. ⑤

Diržo vidurys turi būti ties jūsų stuburu: nugarinės plokštėlės turi būti išsidėsčiusios abiejose stuburo pusėse. ⑥

Apatinė diržo dalis turi būti ties uodegikauliu. ⑦

Norint suspausti stipriau, galima naudoti papildomą diržą.

Vienu metu vienodai traukite papildomą diržą. ⑧

Prisekite papildomą diržo kibiasišias dalis prie juosmens diržo priekinių dalių arba susekite uždėjė jas vieną ant kitos. ⑨

Dienai bégant galima reguliuoti suspaudimo lygi pagal savo poreikius.

## **Priežiūra**

Gaminį galima plauti šioje instrukcijoje ir ant etiketės nurodytomis sąlygomis. Prieš skaldinim užsekite kibiasišias juostas. Skalbtį skalbyklėje 30 °C temperatūroje (švelniu ciklu). Nepatarame skalbtį priemonės skalbyklėje daugiau nei 15 kartų (vidutiniškai vienas skalbimas per mėnesį). Nevalytį sausuoju būdu. Nenaudoti valiklių, mintšikių ar ēdinančių produktų (priemonių su chloru). Nedžiovinti džioviklėje. Nelyginti. Nusausinti spaudžiant. Džiovinti toli nuo tiesioginio šilumos židinio (radiatoriaus, saulės ar pan.). Džiovinti horizontaliai.

## **Laikymas**

Laikyti kambario temperatūroje, pageidautina originalioje pakuočėje.

## **Išmetimas**

Šalinkite pagal galiojančias vietos taisykles.

Išsaugokite šį informacijinį lapelį

**et**

## **NIMMEPIRKONNA REGULEERITAVA KOMPRESSIOONIGA TUGIKORSETT**

### **Kirjeldus/Sihtkasutus**

Kasutage vahendit vaid loetletud näidustuste korral ning patsientide puhul, kelle kehamõödud vastavad mõõtude tabelile.

Elastne kangas. ①

Takjapinna ja pöidlavaa ning sörmeavaga kõhuplaadid. ②

Kahekordne lisarihm sörme- ja pöidlavadega. ③

Kohandatavad seljatoed. ④

## **Koostis**

Tekstiiliist osad: polüamiid - polüester - elastaan - polüuretaan.

Mittetekstiilsed osad: karastatud harjatud teras - polüoksümetüleen - polüpropüleen - polüetüleen.

## **Omadused/Toimeviis**

Seade pakub alaseljavaluele leevedust, toestades nimmepiirkonda kõhupiirkonna toestava kokkutõmbamise teel. See aitab vähendada lülivaheketaste koormust.

## **Näidustused**

Mittespetsiifiline alaseljavalu (äge, alaäge ja krooniline staadium). Alaseljavalu kordumise ennetamine seoses aktiivsuse taastamisega ja/või terapeutilise teabega.

Kitsas nimmekanal.

Lülisamba stabiilsus.

Aktiivsuse taastamine.

## **Vastunäidustused**

Mite kasutada allergia puhul toote ühe koostisosu suhtes.

\*Mите kasutada raseduse ajal.

Mitte kasutada vahelihasesonga korral.

Mitte kasutada luuvähi korral koos metastaasidega lülisambas.

Mitte kasutada vereringe-, kopsu- või südameveresoornkonna häirete korral patsientidel, kelle puhul vererõhu tõus ei ole soovitatav.

## **Ettevaatusabinööd**

Enne igat kasutamist kontrollige vahendi terviklikkust.

Mitte kasutada vahendit, kui see on kahjustatud.

Kandke vahendit õhukese rõivaesse peal.

Järgige rangelt oma tervishoiutöötaja poolseid rõutavaid ettekirjutusi ja kasutusjuhiseid.

Toode on mõeldud konkreetse haiguse raviks ja selle kasutusaeg piirdub nimetatud raviga.

Mitte kasutada vahendit magamise ajal.

Ebamugavustunde, olulise häirimistunde, valuaistingute või sensoorsete muutuste esinemise korral eemaldage seade ja pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Kui meditsiiniseadet kasutab laps, tuleb seda teha täiskasvanu või tervishoiutöötaja järelevalve all.

Mõõtke patsiendi niudelu tiibade ja ebaroiete vaheline kaugus.

Valige patsiendile õige suurusega vahend, lähtudes mõõtude tabelist.

Esmakordset kasutamisel on soovitav laste tervishoiutöötajal selle paigaldamist jäigida.

Tõhususe ja turvalisuse eesmärgil ning hügieeni tagamiseks mitte kasutada vahendit uesti teistel patsientidel.

Mitte kasutada vahendit meditsiinilises piltdiagnostikas.

## **Kõrvaltoimed**

Seade võib põhjustada nahareaktsioone (punetus, sügelus, ärritus, ...).  
Seadmeaga seotud mis tahes tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

## **Kasutusjuhend/paigaldamine**

Enne esimest kasutuskorda on soovitatav lasta tervishoiutöötajal selgitagesid vastavalt patsiendi seljale kohandada. ☺

Asetage vöö ümber talje, kasutades kõhupadjakes ja vastaspoolses kõhupadjakeses olevat sõrmeava. @ Thuisne'i logo tähistab paigalduse suunda.

Tõmmake samaaegselt ja ühtlaselt sõrmeava ja vastaspoolset kõhupatja.

Kinnitage vöö paremal poolel üle vasaku poole ning reguleerige soovitud pingutuseni. ☺

Vöö tuleb tsentreerida lülisambale: seljatoed peavad asuma teine teisel pool lülisammast. ☺

Vöö alaosaa peab ulatuma välja kuni tuharatevaheni. ☺ Tugevdatud toetuse saamiseks on teil võimalik pingutada lisarihama.

Tõmmake lisarihama korraga ja ühtlaselt. ☺

Kinnitage lisarihama takjapaelaga osad korsetti kõhuplaatide külge või asetage need üksteise peale. ☺

Päeva jooksul on võimalik surve tugevust vastavalt vajadusele reguleerida.

## **Puhastamine**

Vahend on pestav vastavalt kasutusjuhendi ja tootemärgise tingimustele. Enne pesemist sulgege takjapaelad. Masinapestav 30°C juures (õrn programm). Vahendit ei ole soovitatav masinas pesta üle 15 pesukorra (alust keskmiselt: 1 pesu kuus). Ärge puhastage keemiliselt. Ärge kasutage puhasustaineid, pesuühendajaid ega agressiivseid tooteid (klooriga tooteid). Ärge kasutage peskuuviatit. Arge triikige. Arge trummelkuuviatage, vaid pressige liigne vesi välja. Laske kuivada otse kuumuse allikast (radiaator, pääke jne) eemal. Kuuviatage siledal piinal.

## **Säilitamine**

Säilitage toatemperatuuril, soovitavalt originaalpakkendis.

## **Kõrvaldamine**

Kõrvaldage vahend vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Hoidke see juhend alles

**sl**

## **OPORNI KRIŽNI PAS Z NASTAVLJIVO KOMPRESIJO**

### **Opis/Namen**

Izdelek je zasnovan le za zdravljenje navedenih indikacij in je namenjen pacientom, katerih mere ustrezajo meram v tabeli velikosti.

Elastičen material. ❶

Trebušne pločice s sprijemalnim trakom in odprtino za prst in palec. ❷

Dodatni podloženi pas z zankami za prste in palce. ❸  
Udobne hrbtne opore. ❹

## **Sestava**

Tekstilni materiali: poliamid - poliester - elastan - poliuretan.

Netekstilni deli: brušeno kaljeno jeklo - polioksimetilen - polipropilen - polietilen.

## **Lastnosti/Način delovanja**

Pripomoček lajša bolečine v ledvenem delu hrbitenice tako, da razbremeni hrbitenico z večanjem intraabdominalnega tlaka. To razbremeni intervertebralne ploščice.

## **Indikacije**

Nespecifične bolečine v krizi (akutne, subakutne in kronične). Preprečevanje ponovne pojavitve bolečin v ledvenem delu hrbitenice, povezane s ponovno telesno dejavnostjo in/ali informacijami o zdravljenju. Ozek hrbitenični kanal.

Stabilnost hrbitenice.

Ponovna telesna dejavnost.

## **Kontraindikacije**

Izdelka ne uporabljajte v primeru znane alergije na katerokoli sestavino.

\*Izdelka ne smejo uporabljati nosečnice.

Ni primeren za osebe, ki imajo hiatalno hernijo.

Ni primeren za osebe, ki imajo kostnega raka in metastaze na hrbitenici.

Ni primeren za osebe, ki imajo težave s krvnim obtokom, pljuči ali srcem in ožiljem, pri katerih je odsvetovano povrašanje krvnega tlaka.

## **Previdnostni ukrepi**

Pred vsako uporabo preverite, v kakšnem stanju je izdelek.

Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabite.

Izdelek nosite prek tankih oblačil.

Skrbno upoštevajte navodila in postopek uporabe, ki ga priporoča zdravstveni delavec.

Ta izdelek je primeren za zdravljene dane patologije, to pomeni, da je trajanje uporabe omejeno na to zdravljenje.

Izdelka ne uporabljajte med spanjem.

V primeru neudobja, močnega stisnjena, bolečine in neobičajnih občutkov pripomoček odstranite in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Otok lahko medicinski pripomoček uporablja le pod nadzorom odrasle osebe ali zdravstvenega strokovnjaka.

Izmerite sredinsko razdaljo med iliakalno kristo in

plavajočimi rebri pri pacientu.

S pomočjo tabele velikosti izberite pravilno velikost za pacienta.

Priporočamo, da prvo nameščanje nadzoruje zdravstveni delavec.

Zaradi zagotavljanja higiene, varnosti in učinkovitosti, izdelka ne uporabljajte na drugem pacientu.

Izdelka ne uporabljajte v napravah za rentgensko slikanje.

## **Neželeni stranski učinki**

Izdelek lahko povzroči kožne reakcije (pordelost, srbenje, draženje itd.).

O vseh resnih težavah, ki so povezane z izdelkom, obvestite proizvajalca ali pristojni organ v državi, kjer se nahaja uporabnik in/ali pacient.

## **Navodila za uporabo/Namestitev**

Priporočamo, da zdravstveni osebje pred prvo uporabo prilagodi opore hrbtu pacienta. ⑩

Namestite opornico okoli pasu, s trebušnim plastronom in odprtino za prst drugega trebušnega plastrona. ⑪

Logotip Thuisnas prikazuje smer nameščanja.

Hkrati enakomerno potegnite za odprtino za prst na trebušnemu plastronu.

Desno stran pasu zapnite prek leve strani ter prilagodite stopnjo zatezanja. ⑫

Pas morate poravnati na hrbitenici: hrbtne opore morajo biti nameščene na obe strani hrbitenice. ⑬

Spodnji del pasu se mora nahajati v višini zadnjičnega pregiba. ⑭

Z dodatnim trakom lahko povečate kompresijo.

Hkrati enakomerno potegnite za dodaten trak. ⑮

Pritrdite sprijemalne zanke dodatnega traku na trebušne ploščice opornice ali jih namestite eno na drugo. ⑯

Čez dan lahko po potrebi prilagodite stopnjo kompresije.

## **Vzdrževanje**

Izdelek operite po navodilih za uporabo in navodilih na etiketi. Pred pranjem zapnite sprijemalne trakove. Izdelek lahko operete v pralnem stroju pri 30°C (program za občutljivo perilo). Priporočamo, da pripomoček operete v stroju največ 15-krat (povprečno: 1 pranje na mesec). Izdelek ni primeren za kemično čiščenje. Ne uporabljajte detergentov, mehčalca ali agresivnih sredstev (izdelki, ki vsebujejo klor). Izdelka ne sušite v sušilnem stroju. Izdelka ne likajte. Iztisnite odvečno vodo. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom topote (radiator, sonce itd.). Izdelek plosko posušite.

## **Shranjevanje**

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

## **Odlaganje**

Zavržite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Navodila shranite

## **sk**

# **PODPORNÝ DRIEKOVÝ PÁS NASTAVITEĽNOU KOMPRESIÓU**

## **Popis/Použitie**

Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na liečbu ochorení podľa uvedených indikácií a pre pacientov, ktorých miery zodpovedajú tabuľke veľkostí.

Elastický materiál. ⑯

Brušné diely so suchým zipsom a slučkou na prsty a slučkou na palec. ⑯

Pridavný podšívň popruh s pútkom na prst a palec. ⑯

Tvarovateľné výstuže v oblasti chrbta. ⑯

## **Zloženie**

Textilné zložky: polyamid - polyester - elastan - polyuretan.

Netextilné zložky: leštená kalená ocel - polioxymetylén - polypropylén - polyetylén.

## **Vlastnosti/Mechanizmus účinku**

Pomôcka umožňuje zmierňovať bolesti drikovej oblasti zvýšením vnútrobřušného tlaku. Tým sa opäťovne vyrovnaná zátáž na medzistavcové platničky.

## **Indikácie**

Nešpecifické bolesti spodnej časti chrbtice (akútne, subakútne a chronické štádiá). Prevencia recidív bolesti chrbta v kombinácii s návratom k aktívite a/alebo liečebnými postupmi, odporúčaniami alebo informáciami.

Bedrová stenóza.

Stabilita chrbtice.

Návrat k aktívite.

## **Kontraindikácie**

Nepoužívajte v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

\*Nepoužívajte u tehotných žien.

Nepoužívajte v prípade hiátovej prietreže.

Nepoužívajte v prípade rakoviny kostí s metastázami na chrbtici.

Nepoužívajte v prípade obehových, plúcnych alebo srdcovo-cievnych problémov u pacientov, u ktorých sa neodporúča zvýšenie krvného tlaku.

## **Upozornenia**

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je porušená.

Aké je pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

Pomôcku noste na tenkom odevе.

Prírne dodržiavajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

Tento výrobok slúži na liečbu danej patológie a doba používania tohto výrobku je obmedzená touto liečbou.

Pomôcku nepoužívajte počas spánku.

V prípade nepohodlia, významného diskomfortu, bolesti alebo nezvyčajných pocitov si pomôcku zložte a poradte sa so zdravotníckym odborníkom.

Používanie zdravotníckej pomôcky dietátom musí prebiehať pod dohľadom dospelej osoby alebo zdravotníckeho odborníka.

Zmerajte obvod pasa pacienta v strednej výške medzi horným okrajom bedrovej kosti a posledným volným rebrom.

Podľa tabuľky veľkostí si vyberte vhodnú veľkosť pre pacienta.

Pri prvom použití je odporučená asistencia zdravotníckeho odborníka.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu bezpečnosti a účinnosti nepoužívajte výrobok u iného pacienta.

Pri vyšetrení pomocou zobrazovacích systémov výrobok zložte.

### **Nežiaduce vedľajšie účinky**

Táto pomôcka môže spôsobiť kožné reakcie (začervenanie, svrbenie, podráždenie...).

Akúkolvek závažnú udalosť týkajúcu sa používnia pomôcky je potrebné označiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídlí používateľ a/alebo pacient.

### **Návod na použitie /aplikácia**

Pred prvým použitím sa odporúča nastavenie dláh podľa morfológie pacientovho chrba zdravotníckym odborníkom. ©

Pás umiestnite okolo pása pomocou brušného panelu a slučiek na prsty na protílahlom brušnom paneli. ®

Logo Thasus naznačuje smer umiestnenia.

Slúčku na prsty a protílahlý brušný panel táhajte súčasne a rovnomerne.

Pás užavtorte preložením pravej strany cez ľavú stranu a upravte požadovaný stupeň kompresie. ®

Pás musí byť vycentrovaný na chrbti. chrbotvové výstúze musia byť umiestnené na oboch stranach chrbtice. ©

Spodná časť pásu musí siahať po gluteálnu ryhu. ©

Na zvýšenie kompresie použite prídavný popruh.

Prídavný popruh táhajte súčasne a rovnomerne. ®

Pripnrite časti prídavného popruhu so suchým zipom k brušným panelom pásu alebo ich prekryte jednu cez druhú. ®

V priebehu dňa si môžete prispôsobiť úroveň kompresie podľa potreby.

### **Údržba**

Výrobok sa dá prať za podmienok uvedených v tomto návode a na obale. Pred praním zatvorte suché zipsy. Možnosť prania pri 30 °C (jemný cyklus). Neodporúča sa prať pomôcku v práčke viac ako 15 krát (v priemere 1 pranie mesačne). Nečistite chemicky. Nepoužívajte agresívne pracie prostriedky, zmäkčovaďlá (chlórované výrobky,...). Nepoužívajte sušičku na bielizeň. Nežehlite. Prebytočnú vodu vytlačte. Sušte mimo priameho zdroja tepla (radiátor, slnko,...). Sušte vystreté v rovnej polohe.

### **Skladovanie**

Uchovávajte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

### **Likvidácia**

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

Tento návod uschovajte

**hu**

## **ÁGYÉKI FÜZŐ ÁLLÍTHATÓ KOMPRESSZIÓVAL**

### **Leírás/Rendeltetés**

Az eszköz kizárolag a felsorolt indikációk kezelésére szolgál azon betegek esetében, akiknek a méretei megfelelnek a mérettáblázatban szereplőknek.

24

Elasztikus szövet. ①

Tépőzáras felületű haspanelek ujjbújtitával és hüvelykujjbújtitával. ②

Kisegitő dupla tépőzár ujj- és hüvelykujjbújtitával. ③

Alakítható hátmerevítő lapok. ④

### **Összetétel**

Textil alkotóelemek: poliamid - políészter - elasztán - poliuretán.

Nem textil alkotóelemek: szálcisszolt edzett acél - polioximetilén - polipropilén - polietilén.

### **Tulajdonságok/Hatásmód**

Az eszköz a hasüregi nyomás növelésével megtámasztja a gerinct, így enyhíti az ágyéki gerincfájdalmat. A hasüregi nyomás növelése terhementesíti a porckorongokat.

### **Indikációk**

Általános, nem specifikus deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus). A deréktáji fájdalom kiújulásának megelőzése a tevékenység újrakezdésével és/vagy terápiás tájékoztatással kombinálva.

Keskeny ágyéki csatorna.

A gerinc stabilitása.

Tevékenység újrakezdése.

### **Kontraindikációk**

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.

\*Terhes nők nem használhatják.

Rekeszizomsérv esetén nem alkalmazható.

Csontrák, vagy gerincmetasztázis esetén nem alkalmazható.

Nem alkalmazható keringési problémák, a tüdő működésének rendellenessége vagy szív- és érendszeri megbetegedések esetén, olyan betegnél, aiknél a vérnyomás növelése nem javasolt.

### **Óvintézkedések**

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.

Ne használja a terméket, ha az sértült.

Az eszköz vékony ruhadarabon viselendő.

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javallt használatra vonatkozó protokolلت.

A termék egy adott betegség kezelésére szolgál, használatának ideje a kezelés idejére korlátozódik.

Ne használja az eszközöt alvás közben.

Kényelmetlenség, jelentős zavaró érzés, fájdalom vagy rendellenes érzés esetén vegye le az eszközt és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Gyermekek csak felnőtt vagy egészségügyi szakember felügyelete alatt használhatnak orvostechnikai eszközöt.

Mérje meg a páciens körfogatát a csípőcsontok és a lengő bordák között félúton.

A mérettáblázat segítségével válassza ki a betegnek megfelelő méretet.

Javasolt, hogy az eszköz első alkalmazása egészségügyi szakember felügyelete mellett történjen.

Higiéniai és biztonsági okokból, illetve az eszköz teljesítménye végett ne használja fel újra a terméket másik betegnél.

Ne használja az eszközt orvosi képalkotás során.

### Nemkívánatos mellékhatások

Ez az eszköz bőrreakciókat okozhat (bőrpír, viszketés, irritáció stb.).

Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incidensről tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

### Használati útmutató/felhelyezés

Az első használat előtt javasolt, hogy a merevítőket egészségügyi szakember igazitsa a páciens körvonalaihoz. Ⓜ

Helyezze a fűzőt a derék köré a hasi támasztórész és a szemközti oldal hasi támasztórészre ujjbújtatójának segítségével. Ⓛ

A Thuanes logója jelzi a felhelyezés irányát.

Húzza meg egyidejűleg és egyenletesen az ujjbújtatót és a szemközti hasi támasztórészét.

Zárja össze az övet a jobb szélét a bal szélre hajtva, és állítsa be a kívánt feszességi szintet. Ⓛ

A fűző közepenek a gerinc vonalának kell lennie: a hátmerevítő lapoknak a gerinc vonalától jobbra és balra kell elhelyezkedniük. Ⓛ

Afűző aljának a fenékvágot felső vonaláig kell érnie. Ⓛ A megfelelőbb meghúzáshoz használhatja a kiegészítő pántot.

Húzza meg egyidejűleg és egyenletesen a kiegészítő pántot. Ⓛ

Rögzítse a kiegészítő pánt tépőzásra részeit a fűző haspanelleire, vagy fektesse egyiket a másikra. Ⓛ

Napközben igénye szerint állíthat a kompresszió erősségen.

### Ápolás

A jelen útmutatóban és a címkén feltüntetett információk szerint mosható termék. Mosás előtt csatolja össze a tépőzásra pántokat. Mosogépben moshatja 30°C-on (kímélő program). 15 mosás után ne mosza gépen az eszközt (átlagosan: havonta egy mosás). Tilos vegyisztítani. Ne használjon tisztítószert, öblítőt vagy agresszív (klórtartalmú stb.) vegyszert. Ne tegye száritógepbe. Tilos vasalni. Nyomkodja ki belőle a vizet. Közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol szárítsa. Fektettek szárítsa.

### Tárolás

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

### Ártalmatlantás

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlantani.

Tartsa meg ezt az útmutatót

## bg

# КОЛАН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КРЪСТА С РЕГУЛИРУЕМА КОМПРЕСИЯ

### Описание/Предназначение

Изделието е предназначено единствено за лечение при изброяните показания и за пациенти, чиито телесни мерки съответстват на таблицата с размери. Еластична материя. Ⓛ

Коремни панели със самозалепваща се повърхност и джобове за пръсти и палец. Ⓛ

Допълнителна подплатена лента с джобове за пръсти и палец. Ⓛ

Комфортни дорзални опори. Ⓛ

### Състав

Текстилни компоненти: полиамид - полиестер - еластан - полиуретан.

Нетекстилни компоненти: материрана закалена стомана - полиоксиметилен - полипропилен - полиетилен.

### Свойства/Начин на действие

Изделието облекчава лумбалните болки чрез поддържане на гръбначния стълб, което се постига чрез увеличаване на интраабдоминалното налягане. По този начин се облекчаванатоварването върху междуупрешленните дискове.

### Показания

Чести неспецифични лумбални болки (остри, подостри и хронични стадии). Предотвратяване на повторна появя на лумбална болка във връзка с възстановяване на дейността и/или терапевтична информация.

Тесен лумбален канал.

Стабилност на гръбначния стълб.

Връщане към дейността.

### Противопоказания

Не използвайте, ако имате алергия към някой от компонентите.

\*Не използвайте при бременно жени.

Да не се използва в случай на хиатална херния.

Да не се използва при рак на костите с метастази в гръбначния стълб.

Не използвайте в случай на проблеми с кръвообращението, белите дробове или сърдечно-съдовата система при пациенти, за които не се препоръчва повишаване на кръвното налягане.

### Предпазни мерки

Преди всяка употреба проверявайте за целостта на изделието.

Не използвайте изделието, ако е повредено.

Носете изделието върху фино облекло.

Спазвайте стриктно предписанията и схемата за използване, предоставени от вашия здравен специалист.

Този продукт е предназначен за лечение на конкретна патология, продължителността на употреба е ограничена до това лечение.

Не използвайте изделието по време на сън.

В случай на дискомфорт, значително неудобство, болка, необичайни усещания – премахнете изделието и се консултирайте със здравен специалист.

Използването на медицинско изделие от дете трябва да се извърши под наблюдението на възрастен или на здравен специалист.

Измерете височината на пациента в средната точка между хълбочните гребени и плаващите ребра.

Изберете подходящата за пациента големина, като направите справка в таблицата с размерите.

Препоръчва се първото приложение да се проследи от здравен специалист.

От гледна точка на хигиенни съображения, сигурност и работни характеристики не използвайте повторно изделието за друг пациент. Не използвайте изделието при образна диагностика.

#### **Нежелани странични ефекти**

Това изделие може да причини кожни реакции (зачерявания, сърбежи, дразнения...).

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с продукта, трябва да бъде предмет на уведомление, адресирано до производителя и до компетентния орган на държавата членка, в която е установлен потребителят и/или пациента.

#### **Начин на употреба/Поставяне**

Преди първата употреба се препоръчва опорите да се нагласят на гърба на пациента от здравен специалист. ◎

Поставете колана около талията, като използвате коремния панел и джоба за пръстите на противоположния коремен панел. Ⓐ

Логото на Therasne показва по какъв начин да бъде поставен коланът.

Издърпайте едновременно и по равномерен начин джоба за пръста и противоположния коремен панел.

Затворете колана от дясната страна над лявата страна, регулирайки нивото на желаната затегнатост. Ⓑ

Коланът трябва да бъде центриран върху гръбначния стълб: дорсалните опори трябва да бъдат сложени от двете страни на гръбначния стълб. Ⓒ

Долната част на колана трябва да достига до нивото на интерглутеалната тънка. Ⓓ

За допълнителна компресия може да се използва допълнителната лента.

Издърпайте едновременно и по равномерен начин допълнителната лента. Ⓔ

Прикрепете частите със самозалепваща се повърхност на допълнителната лента към коремните панели на колана или ги припокрайте. Ⓕ

През деня е възможно да регулирате нивото на компресия в зависимост от нуждите.

#### **Съхранение**

Продуктът се пере при условията, посочени в тази инструкция и на етикета. Преди изпиране затворете самозалепващите се краища. Може да се пере в пералня при 30°C (деликатна програма). Не е препоръчително да перете изделието в перална машина повече от 15 пъти (средно: 1 пране на месец). Не прилагайте химическо почистване. Не използвайте перилни препарати, омекотители или продукти с агресивен ефект (хлорирани продукти и др.). Не използвайте сушилня. Не гладете. Изцеждайте с притискане. Сушете далеч от пряк източник на топлина (радиатор, сънце и др.). Сушете в хоризонтално положение.

#### **Съхранение**

Съхранявайте при стайна температура, за предпочитане в оригиналната опаковка.

#### **Изхвърляне**

Изхвърляйте в съответствие с действащата местна нормативна уредба.

Запазете настоящото упътване

**ro**

## **CENTURĂ DE SUSȚINERE LOMBARĂ CU COMPREZIE REGLABILĂ**

### **Descriere/Destinație**

Dispozitivul este destinat exclusiv pentru tratamentul indicațiilor enumerate și pentru pacienții ale căror dimensiuni corespund tabelului de mărimi.

Tesătură elastică. ❶

Panouri abdominale cu suprafață autoadezivă și orificiu(orificii) pentru degete și pentru degetul mare. ❷

Fașă căptușită suplimentar cu orificii pentru degete și pentru degetul mare. ❸

Lamele dorsale deformabile. ❹

### **Compoziție**

Componente textile: poliamidă - poliester - elastan - poliuretan.

Componente netextile: oțel călit periat - polioximetilenă - polipropilenă - polietilenă.

### **Proprietăți/Mod de acțiune**

Dispozitivul permite ameliorarea durerilor lombare prin susținerea coloanei vertebrale printr-o creștere a presiunii intraabdominale. Acest lucru ușurează sarcina asupra discurilor intervertebrale.

### **Indicații**

Lombalgii comune nespecifice (acute, subacute și cronice). Prevenirea recidivei lombalgilor în combinație cu o revenire la activitate și/sau informații terapeutice.

Canal lombar îngust.

Stabilitatea coloanei vertebrale.

Revenirea la activitate.

## **Contraindicații**

Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.

\*Nu utilizați în cazul femeilor însărcinate.

Nu utilizați produsul în caz de hernie hiatală.

Nu utilizați produsul în caz de cancer osos cu metastaze la nivelul coloanei vertebrale.

Nu utilizați produsul în caz de probleme circulatorii, pulmonare sau cardiovasculare la pacienții pentru care nu este recomandată o creștere a tensiunii arteriale.

## **Precauții**

Verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Purtați dispozitivul peste haine subțiri.

Respectați cu strictețe rețeta și protocolul de utilizare recomandate de către medicul dumneavoastră.

Acest produs este destinat tratării unei anumite patologii, iar durata utilizării sale se limitează la tratamentul respectiv.

Nu utilizați dispozitivul în timpul somnului.

În caz de disconfort, Jenă accentuată, durere, senzații anormale, îndepărtați dispozitivul și consultați un specialist în domeniul sănătății.

Utilizarea unui dispozitiv medical de către un copil trebuie să aibă loc sub supravegherea unui adult sau a unui profesionist din domeniul sănătății.

Măsurăta mărimea pacientului la mijlocul distanței dintre crestele iliaice și coastele flotante.

Alegeți dimensiunea adaptată pentru pacient, consultând tabelul de mărimi.

Se recomandă ca un specialist în domeniul sănătății să supravegheze prima aplicare.

Din motive de igienă, securitate și performanță, nu refolosiți dispozitivul pentru alt pacient.

Nu utilizați dispozitivul într-un sistem de imagistică medicală.

## **Reacții adverse nedorite**

Acest dispozitiv poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărime, iritații, etc.).

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie să facă obiectul unei notificări transmise producătorului și autorității competente din stat membru în care este stabilit utilizatorul și/ sau pacientul.

## **Mod de utilizare/Posiționare**

Înainte de prima utilizare, este recomandat ca un specialist în domeniul sănătății să ajusteze lamelele pe spatele pacientului. ®

Posiționați centura în jurul taliei folosind plastronul abdominal și orificiul pentru degete al plastronului abdominal opus. ®

Sigla Thasne indică direcția de montare.

Trageți simultan și uniform orificiul pentru degete și plastronul abdominal opus.

Inchideți centura din partea dreaptă peste partea stângă, ajustând nivelul de strângere dorit. ®

Centura trebuie centrată pe coloana vertebrală; lamelele dorsale trebuie plasate de ambele părți ale coloanei vertebrale. ®

Partea inferioară a centurii trebuie să ajungă la nivelul pliului interfesier. ®

Pentru o compresie întărită, se poate folosi fașa suplimentară.

Trageți simultan și uniform fașa suplimentară. ®

Atașați părțile autoadezive ale feșii suplimentare la panourile abdominale ale centurii sau suprapunete-le. ®

În timpul zilei, nivelul de compresie poate fi reglat în funcție de nevoile dvs.

## **Întreținere**

Produs lavabil în conformitate cu condițiile prezentate în acest prospect și pe etichetă. Închideți părțile autoadezive înainte de spălare. Spălați în mașină la 30°C (ciclu delicat). Nu se recomandă spălarea la mașină a dispozitivului pentru mai mult de 15 spălări (bază medie: 1 spălare pe lună). A nu se curăță chimic. Nu utilizați detergenți, balsamuri sau produse agresive (produse clorurate etc.). Nu folosiți un uscător de rufe. Nu călcăti. Stoarceți prin presare. Uscați departe de o sursă directă de căldură (radiator, soare etc.). Uscați în poziție orizontală.

## **Depozitare**

Depozitați la temperatura camerei, de preferință în ambalajul original.

## **Eliminare**

Eliminați în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Păstrați acest prospect

**ru**

# **ОПОРНЫЙ ПОЯСНИЧНЫЙ КОРСЕТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ КОМПРЕССИЕЙ**

## **Описание/назначение**

Изделие предназначено исключительно для использования при наличии перечисленных показаний. Размер изделия следует подбирать строго в соответствии с таблицей размеров.

Эластичная ткань. ①

Передние панели на текстильной застежке с петлями для пальцев. ②

Дополнительный ремешок на подкладке с петлями для пальцев. ③

Моделируемые ребра жесткости в спинной части ортеза. ④

## **Состав**

Состав текстильной части: полиамид - полиэстер - эластан - полиуретан.

Состав нетекстильной части: матированная закаленная сталь - полиоксиметилен - полипропилен - полистилен.

## **Свойства/принцип действия**

Изделие помогает снять боль в пояснице и поддержать поясничный отдел позвоночника за

счет увеличения внутрибрюшного давления. Это позволяет снизить нагрузку на межпозвоночные диски.

### **Показания**

Неспецифическая боль в области поясничного отдела позвоночника (острая, подострая и хроническая стадии). Предотвращение рецидивов боли в области поясничного отдела позвоночника в сочетании с возвращением к активности и (или) терапевтической информацией.

Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе Устойчивость позвоночного столба.

Возобновление активности.

### **Противопоказания**

Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов.

\*Не используйте для беременных женщин.

Не используйте в случае диафрагмальной грыжи.

Не используйте в случае рака костей с метастазами на уровне позвоночного столба.

Не используйте при проблемах с кровообращением, легкими или сердечно-сосудистой системой у пациентов, для которых не рекомендуется повышение артериального давления.

### **Рекомендации**

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Не используйте изделие, если оно повреждено.

Носите изделие поверх тонкой одежды.

Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом.

Данное изделие предназначено для лечения определенных патологий. Применяйте изделие только в период лечения.

Снимайте изделие на время сна.

В случае возникновения сильного дискомфорта или ощущения стесненности, боли или необычных ощущений снимите изделие и обратитесь к лечащему врачу.

Использование медицинского изделия детьми должно осуществляться под наблюдением взрослого или лечащего врача.

Измерьте рост пациента в средней точке между подвздошными гребнями и блуждающими ребрами.

Выберите размер, который подходит пациенту, руководствуясь таблицей размеров.

Рекомендуется, чтобы лечащий врач наблюдал за первым наложением.

Из соображений гигиены, безопасности и эффективности не используйте изделие повторно для другого пациента.

Не используйте изделие во время прохождения лучевой диагностики.

### **Нежелательные последствия**

Использование этого изделия может вызвать кожную реакцию (покраснение, зуд, раздражение и т. п.).

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщать изготовителю и в компетентный орган страны – члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

### **Порядок использования/процедура наложения**

Перед первым использованием ортеза рекомендуется обратиться к своему лечащему врачу для адаптации спинных вставок по форме спины пациента. ®

Расположите поясничный корсет на уровне талии, используя переднюю часть корсета и петлю, расположенную на противоположной стороне. ® Логотип «Thuisne» указывает направление надевания.

Одновременно и равномерно потяните петли и переднюю часть корсета.

Застегните корсет справа налево внахлест, затянув его с нужной силой. ®

Корсет необходимо правильно центрировать относительно позвоночника: спинные ребра жесткости должны располагаться симметрично с обеих сторон от позвоночника. ©

Нижняя часть корсета должна доходить до уровня ягодичной складки. ©

Для усиленной компрессии можно использовать дополнительный ремень.

Одновременно и равномерно потяните дополнительный ремень. ®

Прикрепите текстильную застежку дополнительного ремня к передней панели или наложите их друг на друга. ®

В течение дня при необходимости можно регулировать уровень компрессии.

### **Уход**

Изделие можно стирать. Обязательные к соблюдению условия стирки приведены в этой инструкции и на этикетке. Перед стиркой застегивайте все липучки. Можно стирать в стиральной машине при температуре 30 °C (в режиме деликатной стирки). Не рекомендуется подвергать изделие машинной стирке после более чем 15 стирок (в среднем одна стирка в месяц). Не сдавайте в химчистку. Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (в особенности хлорсодержащие). Не используйте сушку для белья. Не гладьте утюгом. Отжимайте руками. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т. д.). Сушите в горизонтальном положении.

### **Хранение**

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

### **Утилизация**

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию.

hr

## LUMBALNI POTPORNI POJAS S PODESIVOM KOMPRESIJOM

### Opis/namjena

Proizvod je namijenjen samo za liječenje navedenih indikacija kod pacijenata čije mjere odgovaraju onima u tablici veličina.

Rastezljivo tkanje. ❶

Trbušna ploča s površinom za samoučvršćivanje i otvorenim prstima i palicom. ❷

Dodata na podstavljeni traka s otvorenim prstima i palicom. ❸

Udobne šipke na ledima. ❹

### Sastav

Tekstilne komponente: poliamid - poliester - elastan - poliuretan.

Netekstilne komponente: kaljeni izglađani čelik - polioksimetilen - polipropilen - polietilen.

### Svojstva/način rada

Proizvod omogućuje smanjenje lumbalnih bolova podupiranjem kralježnice: povećanjem intraabdominalnog pritiska. Ovim se smanjuje opterećenje intervertebralnih diskova.

### Indikacije

Česta neodređena bol u donjem dijelu leđa (akutna, subakutna i kronična). Prevencija ponovne pojave boli u donjem dijelu leđa u vezi s nastavkom aktivnosti i/ili terapijskim informacijama.

Uzak lumbalni kanal.

Stabilnost kralježnice.

Povratak na aktivnost.

### Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati ako imate utvrđenu alergiju na neki od sastojaka.

\*Nemojte upotrebljavati kod trudnica.

Ne upotrebljavajte u slučaju problema s kirom.

Ne upotrebljavajte u slučaju raka kostiju s metastazama u kralježnicama.

Ne upotrebljavajte kod problema s cirkulacijom, plućima, kardiovaskularnih problema kod pacijenata kod kojih se ne preporučuje povećanje arterijskog tlaka.

### Mjere opreza

Prije svake upotrebe provjerite sadrži li proizvod sve dijelove.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako je oštećen.

Proizvod nosite ispod tanke odjeće.

Strogo se pridržavajte uputa i protokola za upotrebu koje preporučuje liječnik.

Ovaj je proizvod namijenjen liječenju određene patologije i trajanje njegove uporabe ograničeno je na to liječenje.

Proizvod nemojte upotrebljavati tijekom spavanja.

U slučaju neugode, težih smetnji, bolova ili neuobičajenih osjeta, skinite proizvod i posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.

Medicinske proizvode djeca smiju koristiti pod nadzorom odrasle osobe ili zdravstvenog djelatnika. Izmjrite koja je visina pacijenta na sredini između vrhova ilijake i plutajućih rebara.

Pomoću tablice veličina odaberite odgovarajuću veličinu za pacijenta.

Preporučujemo da se prva primjena vrši pod nadzorom liječnika.

Zbog higijenskih i sigurnosnih razloga i djelovanja proizvoda, nemojte ga ponovno upotrebljavati kod drugih pacijenata.

Proizvod nemojte upotrebljavati za medicinsku radiologiju.

### Neželjene nuspojave

Ovaj proizvod može izazvati kožne reakcije (crvenilo, svrbež, iritacije...).

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik i/ili pacijent smješteni.

### Način uporabe/Postavljanje

Prije prve uporabe preporučuje se da zdravstveni stručnjak postavi šipke na ledima pacijenta. ⑩

Namjestite pojaz oko struka uz pomoć abdominalnog štitnika i otvora za prst na suprotnom abdominalnom štitniku. ⑪

Logotip Thuisnes pokazuje smjer položaja.

U isto vrijeme i ujednačeno povucite otvor za prste i suprotni abdominalni štitnik.

Zakopčajte pojaz na desnoj strani preko lijeve strane prilagođavajući željenu razinu zatezanja. ⑫

Pojaz je potrebno centrirati uz kralježnicu: šipke za leđa moraju se postaviti sa svake strane kralježnice. ⑬

Donji dio pojasa treba dosezati razinu međuglutealnog nabora. ⑭

Za pojačanu kompresiju moguće je koristiti dodatnu traku.

Istovremeno i ujednačeno povucite na dodatnu traku. ⑮

Pričvrstite dijelove dodatne postavljene trake na kopču za trbušnu ploču s površinom za samoučvršćivanje i otvore za prste ili ih preklopite jedan na drugi. ⑯

Tijekom dana moguće je, po potrebi, prilagoditi razinu kompresije.

### Upute za pranje

Proizvod je periv prema uputama u ovom priručniku.

Prije pranja zalijepite čičak-trake. Perivo u perilici na temperaturi od 30°C (ciklus za osjetljivo rublje).

Ne preporuča se strojno pranje uređaja više od 15 puta (prosječna baza: 1 pranje mjesечно). Ne čistiti kemijski. Nemojte upotrebljavati deterdžente, omekšivače ili agresivna sredstva (sredstva s klorom...). Nemojte sušiti u sušilici rublja. Ne glačati. Isprijedite višak vode. Sušite podalje od izravnog izvora topline (radijatora, sunca...). Sušite postavljanjem na ravnu površinu.

## Spremanje

Spremite na sobnoj temperaturi, po mogućnosti u originalnu ambalažu.

## Zbrinjavanje

Zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Sačuvajte ovaj priručnik

zh

## 可调施压的加强型腰部稳定护带

### 说明/用途

该装备仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺表的客户。

弹性面料。**①**

带粘合扣和以及手指和拇指孔的腹板。**②**

带有手指孔和拇指孔的附加束带。**③**

一体柔软背带。**④**

### 组成部件

织物成分：聚酰胺-聚酯纤维-氨纶-聚氨酯纤维。

无纺成分：淬火钢材-聚甲醛-聚丙烯-聚乙烯。

### 属性/作用方式

护腰通过支撑腰椎，缓解腰痛，这通过提高腹内压力实现。即通过上述增压，来实现腰部的分区减压。

### 适应症

非特殊特异性腰痛治疗（急性/亚急性/慢性）；配合恢复活动和/或治疗信息，来预防腰痛复发。

腰椎管狭窄；

脊柱稳定。

恢复活动。

### 禁忌症

如已知对任一组件过敏，请勿使用。

\*请勿用于孕妇。

如患有食管裂孔疝，请勿使用。

如患有脊椎转移性骨癌，请勿使用。

如患者存在循环、肺部或心血管问题，则请勿在这些动脉升压不推荐的患者身上使用。

### 注意事项

每次使用前请检查产品是否完好。

如产品有损，请勿使用。

请将该产品戴在薄衣服上。

严格遵守专业医护人员推荐的处方和使用方法。

本品专用于治疗特定疾病，其使用期限仅限于治疗该项疾病期间。

请勿在睡眠时使用该装备。

如果觉得不舒服、出现严重不适、疼痛、或异常感觉，请停止使用本产品并咨询医疗专业人员。

儿童对医疗器械的使用应在成人或医疗保健专业人员的监督下进行。

在患者髂嵴和肋骨中点距离处测量腰围。

请参照尺寸表为患者挑选合适的尺寸。

建议由专业医护人员监督初次穿戴。

出于卫生、安全和性能的考虑，请勿将该装备重复用于其他患者。

请勿在医学成像系统中使用该装备。

### 不良副作用

该设备可能引起皮肤刺激（红肿、发痒、发炎等）。

如发生任何与该产品有关的严重事故，请与患者所在地的制造商及国家监管机构联系。

### 使用说明/穿戴方法

首次使用前，建议让专业医务人员按照患者背部的曲线对护腰带金属支条塑形。**⑤**

使用腹板以及相对腹板上的指孔，把护腰围在腰部。**⑥**

Thuasne标志指示穿戴方向。

同时用力均匀地拉动指孔以及相对腹板。

系上腰带：右侧在左左侧在下，适当系紧。**⑦**

腰带应在脊柱位置居中：背带应位于脊柱的两侧。**⑧**

护腰下部须位于股沟水平。**⑨**

如需增加压力，您可以使用附加背带。**⑩**

同时均匀地拉出附加背带。**⑪**

将附加背带的各自粘部分固定在护腰的腹板上，或是将它们层叠放置。**⑫**

白天，您可以根据需要调整压力强度。

### 保养

可根据本说明和标签上的条件洗涤该产品。清洗之前，请闭合钩环紧固件。可在30°C下机洗（轻柔模式）。请勿机洗该装备超过15次（洗涤频率：每月1次）。请勿干洗。请勿使用洗涤剂、柔软剂或腐蚀性产品（氯化产品等）。请勿使用脱水机。请勿熨烫。施压拧紧。远离热源（加热器、阳光等）晾干。平放晾干。

### 存放

请室温保存，最好存放在原始包装中。

### 弃置

根据本地现行规范弃置。

请保留本说明书单页

## حزام لدعم أسفل الظهر بميزة الضغط القابل للتتعديل

### الوصف/الغرض

الجهاز مخصص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة وللمرضى الذين تتوافق قياساتهم مع جدول المقاسات.

نسبي من.

أولى للبطن سطح لاصق وحلقة للأصابع وحلقة لإيهام.

حزام اضافي مزدوج متعدد بحلقة أصابع وحلقة إيهام.

شريان مريحة عند الظهر.

التكوين

المكونات الفمائية: البولي أميد - بوليسترن - بولي يوريشن.

المكونات غير الفمائية صلب مقسى مطلي - بولي أوكسي ميلين - بولي بروبيلين - بولي إيثيلين.

### الخصائص/طريقة العمل

يسمح الجهاز بسكن الألم أسفل الظهر عن طريق دعم العمود الفقري بزيادة الضغط البطني الداخلي. وتحج ذلك تخفيف التقل على الأفراص بين الفقرات.

### دواعي الاستعمال

الالم العقلي (أسفل الظهر) الشائعة غير المحددة (في المراحل الحادة دون الحادة والمزمنة). الوقاية من التعرض مجدداً لالم أسفل الظهر عند استئناف النشاط وألأ تلقى علاج. تضيق القناة القطنية.

استقرار العمود الفقري.

استئناف الشاشات.

### موانع الاستعمال

لا يستخدم في حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.

لا يستخدم مع السيدات الحوامل.

لا يستعمل في حالة الإصابة بقرحة حاجب.

لا يستعمل في حالة الإصابة بسرطان العظام مع نقال على مستوى العمود الفقري.

لا يستعمل في حالة وجود مشكلات في الدورة الدموية، أو الرئتين، أو القلب والأوعية لدى المرضى الذين لا ينصح برفع ضغفهم الشريان.

### الاحتياطات

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

لا تستخدما الجهاز إذا كان ثالقا.

ارتد الجهاز فوق ملابس رقيقة.

الترم بدقة بالوصفة الطبية وببروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

هذا المنتج موجه لعلاج مرض محدد ويجب أن تقتصر مدة استعماله على هذا العلاج.

لا تستخدم الجهاز أثناء النوم.

في حالة الإحساس بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو باحساس غير طبيعية، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائي رعاية صحية.

يجب أن يتم استخدام أي جهاز طيب من قبل طفل تحت إشراف شخص بالغ أو أخصائي رعاية صحية.

قم بقياس خاصرة المريض عند منتصف المسافة بين عرف الحرقفة والأخلاع العامة.

اختر المقاس الملائم للمريض بالرجوع إلى جدول المقاسات.

يوصى بأن يشرف أخصائي رعاية صحية على وضعه في المرة الأولى.

لا تُعد استعمال الجهاز لمريض آخر، لاعتبارات تتعلق بالنظافة والسلامة وحسن الأداء.

لا تستخدم الجهاز مع نظام التصوير الطبي.

الأثار الثانوية غير المرغوب فيها

يمكن أن يسبب هذا الجهاز تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، تهيج الج).

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطنة المختصة في الدولة

العضو التي يوجد فيها المستخدم وأو المريض بأي حدث خطير يتعلق بالتجهيز.

### طريقة الاستعمال/الوضع

قبل أول استخدام للجهاز، يوصى بشكيل الشرائح على ظهر

المريض بواسطة أخصائي رعاية صحية.

ضع الحزام حول الخاصرة باستخدام الصمامات البطنية وحلقة

الأصبع الموجودة في الصمامات البطنية المقابلة.

يشير رمز شركة Thasne إلى اتجاه التشريح الصحيح.

في وقت واحد وبشكل متساو، اجذب حلقة الإاصبع والضمادة

البطنية المقابلة.

أغلق الحزام على الجانب الأيمن فوق الجانب الأيسر، واضبط

مستوى الشد المطلوب.

يجب توسيط الحزام على العمود الفقري : يجب وضع الشرائح

على ظهر على جانب العمود الفقري.

يجب أن يصل أسفل الحزام إلى مستوى شق الالبين.

لضغط أكثر ملاءمة، يمكن استخدام الحزام الإضافي.

في وقت واحد وبشكل متساو، اجذب الحزام الإضافي.

ثبت الواسق الذاتية للحزام الإضافي على الواح البطن في

الحزام أو وضع الواحة فوق الأخرى.

خلال النهار، يمكن ضبط مستوى الضغط وفقاً لاحتياجات

### الصياغة

متنق قابل للفصيل حسب الشروط الموجدة في هذا الدليل والمصادرات. أغلق الماسكات الذاتية قبل الفصيل.

يمكن غسله بالغسالة الكهربائية على درجة حرارة 30 درجة مئوية (دوره الملابس الرقيقة). يوصى بعدم غسل الجهاز في الغسالة أكثر من 15 مرات (المعدل). الفصل مرة واحدة في الشهر (...).

لا تستخدم المظفات أو المعممات أو المنتجات القوية (الستجات الصناعي إليها كلور...). لا تستخدم المجفف. لا يتم كي المنتج. يتم عصر المنتج عن طريق الضغط.

يتم التجفيف بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...). يتم التجفيف على سطح مستو.

### التخزين

يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه في عبوته الأصلية.

### التخلص

تخلص من المنتج وفقاً لواحة المثلية المعتمد بها.

احتفظ بهذا الدليل

[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)



**UK Responsible Person (UKRP):**  
**THUASNE UK Ltd**  
Unit 4 Orchard Business Centre  
North Farm Road  
Tunbridge Wells, TN2 3XF,  
United Kingdom

©Thuasne - 2042901 (2022-10)



avec ou sans imprim vert à valider avec  
les achats

Thuasne SAS – SIREN/RCS Nanterre 542 091 186  
capital 1 950 000 euros  
120, rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret (France)