



ÉDITO

LE GROUPE THUASNE A 170 ANS

THUASNE a fêté en 2017 son 170^{ème} anniversaire et réaffirme aux patients les valeurs attachées à ses produits : fidélité, sécurité et fiabilité, des qualités qui inspirent confiance.

Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue Home Care de THUASNE.

Ce catalogue a été conçu pour vous, professionnels de santé et acteurs du monde médical.

A tout âge et quelle que soit sa pathologie, il est essentiel pour chacun de conserver sa mobilité et son autonomie dans tous les gestes de la vie quotidienne. C'est pourquoi, THUASNE offre aux patients une gamme de solutions efficaces pour les aider à compenser les troubles de la mobilité, en particulier au moment de leur vieillissement.

Très attentif à la sécurité de vos patients, THUASNE propose des dispositifs médicaux rigoureusement testés par des organismes indépendants selon les normes les plus récentes.

Vos patients peuvent ainsi continuer à vivre chez eux ou en milieu médicalisé dans les meilleures conditions de sécurité, avec le plus d'activité, de liberté et d'indépendance possible.

THUASNE vous accompagne ainsi, vous, les professionnels de santé, sur ce marché dynamique, développant plus que jamais l'ambition de contribuer au "bien vieillir" de chacun.

THUASNE vous remercie de votre confiance et de votre implication à ses côtés et espère que ce catalogue sera un outil utile dans votre pratique quotidienne, afin de répondre de façon optimale aux besoins de vos patients.

THUASNE, aujourd'hui encore, donne des ailes à votre santé.

Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général



MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNES	6
DÉAMBULATEURS	12
ROLLATEURS	13
FAUTEUILS ROULANTS	17
FAUTEUILS RELEVEURS	20



AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

SIÈGES DE DOUCHE	24
SIÈGES DE BAIN	25
ACCESSOIRES DE BAIN	26
SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES	29
CHAISES TOILETTES	30
TENSIOMÈTRES	32
THERMOMÈTRES	34



LE LIT & SON ENVIRONNEMENT

AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES	38
ACCESSOIRES	40
COUSSINS	41
OREILLERS	43
MATELAS	44
LITS MÉDICALISÉS	47
ACCESSOIRES DE LITS	50



MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNES

DÉAMBULATEURS

ROLLATEURS

FAUTEUILS ROULANTS

FAUTEUILS RELEVEURS



CANNES

Cannes testées
selon la norme
ISO 11334-1
par le CERAH
(France)



Canne anglaise Globe-Trotter

- Large croissant afin de répartir au mieux les pressions sur l'avant-bras.
- Appui brachial renforcé pour un poids utilisateur de 150 kg.
- Poignée munie d'une butée permettant d'éviter que la main ne glisse.
- Tube aluminium.

Gris

Réf. W2016 022 010 Par 10 paires

Bleu

Réf. W2016 021 010 Par 10 paires

Hauteur réglable de 77 à 99 cm
5 positions - pas de 2,5 cm

Poids 510 g l'unité



Embouts souples

Pour canne Globe-Trotter grise
et canne Globe-Trotter+

Réf. WW2016 0016A Par 6

Diamètre intérieur 19 mm

Pour canne Globe-Trotter bleue

Réf. WW2016 0008A Par 6

Diamètre intérieur 19 mm



Canne anglaise Globe-Trotter+

- Canne bi-matière.
- Large croissant afin de répartir au mieux les pressions sur l'avant-bras.
- Poignée revêtue d'un matériau souple et munie d'une butée permettant d'éviter que la main ne glisse.
- Esthétique et grand confort de marche.
- Tube aluminium.

Réf. W2017 021 006 Par 6 paires

Hauteur réglable de 77 à 99 cm
5 positions - pas de 2,5 cm

Poids 510 g l'unité




Griffes de neige

Pour une utilisation sur surface gelée ou
enneigée.

Réf. W2018 001 001 La paire

Les cannes Globe-Trotter
et Globe-Trotter+
sont homologuées
pour un poids maximum
utilisateur de 150 kg.



Confort :
matière souple
et fonction
antiglisser

Sécurité :
catadioptr
à l'avant



CANNES

Cannes testées selon la norme ISO 11334-1 par le CERAH (France)



Cannes testées selon la norme NF EN 1985 par le CERAH (France)



Canne anglaise enfant

- Poignée souple.
- Catadioptré à l'avant et à l'arrière de la poignée assurant une plus grande sécurité la nuit.
- Appui brachial et tubes réglables en hauteur.
- Bague antibruit permettant une utilisation discrète.
- Tube aluminium.

Réf. W2015 003 001 Par paire

Hauteur réglable de 58 à 75 cm
7 positions - pas de 2,5 cm

Poids 470 g l'unité

cm kg
110 - 144 cm
100 kg max

Canne luxe à poignée anatomique Soft Walk

- À la fois résistante, très confortable et esthétique.
- Poignée anatomique aux courbes douces qui convient aussi bien aux grandes qu'aux petites mains.
- Dragonne pratique qui libère la main.
- Catadioptré à l'avant pour plus de visibilité.
- Embout caoutchouc antidérapant.
- Tube aluminium brun métallisé.

Droite

Réf. W2130 001 001

Gauche

Réf. W2131 001 001

Hauteur réglable de 74 à 94 cm

Poids 395 g (avec dragonne)

cm kg
142 - 182 cm
130 kg max

Canne Classic à poignée en T

- Légère et résistante.
- Poignée en bois confortable et agréable au toucher.
- Réglable en hauteur.
- Bague antibruit pour une utilisation discrète.
- Tube en aluminium.

Noir

Réf. W2090 001 001

Hauteur réglable de 77,5 à 101 cm

Poids 340 g

cm kg
149 - 196 cm
100 kg max

Canne anglaise confort

- Grand confort et sécurité.
- Large poignée souple aux formes anatomiques pour une excellente répartition des appuis.
- Croissant qui permet le maintien de la canne au bras lors de l'ouverture d'une porte par exemple.
- Appui brachial réglable en hauteur.
- Tube aluminium anodisé.

Bleu métallisé

Réf. W2030 004 002

Par paire

Hauteur réglable de 74 à 96 cm
10 positions - pas de 2,5 cm

Appui brachial réglable de 24 à 32 cm

Poids 860 g l'unité

cm kg
142 - 186 cm
130 kg max

Béquilles axillaires

- Confortablement rembourrées.
- Excellent appui au cours de la marche.
- Tube aluminium.

Petite taille (S)

Réf. W2010 002 101

Par paire

Taille du patient 135 - 155 cm

Réglage de la hauteur de 90 à 110 cm

Taille moyenne (M)

Réf. W2010 002 201

Par paire

Taille du patient 155 - 175 cm

Réglage de la hauteur de 110 à 130 cm

Grande taille (L)

Réf. W2010 002 301

Par paire

Taille du patient 175 - 195 cm

Réglage de la hauteur de 130 à 150 cm

Poids entre 850 g et 990 g

cm kg
135 - 195 cm
130 kg max

Canne à poignée anatomique Art

- Confortable et résistante.
- Poignée anatomique qui assure une très bonne répartition des appuis.
- Bague antibruit permettant une utilisation discrète.
- Large plage de réglage en hauteur.
- Tube aluminium.

Droite

Réf. W2110 001 001

Gauche

Réf. W2111 001 001

Hauteur réglable de 77 à 100 cm

Poids 400 g

cm kg
148 - 194 cm
100 kg max

Cannes en bois

- Élégantes, légères et protégées par un vernis résistant.
- La canne courbe permet le maintien au bras.
- La canne en T offre une poignée confortable.
- Bois : châtaignier.

Poignée courbe

Réf. W2040 003 018

Poignée en T

Réf. W2100 001 048

Hauteur 90 cm

Poids 300 g

cm kg
174 cm max
100 kg max

Embout

- Pour cannes en aluminium.
- Convient à la canne anatomique Art, la canne Classic à poignée en T et la canne Classic pliante.
- Coloris noir.

Réf. WW59500001A

Diamètre intérieur 19 mm



CANNES PLIANTES

Nouveauté 2018



Canne pliante Elite

- Élégante, très légère et résistante, la **canne Elite** dispose d'une pochette de rangement et d'une dragonne assortie.
- Canne réglable et pliable en 4 parties. Bague antibruit.
- Compacte et discrète, elle se plie très facilement pour se ranger dans un sac ou dans une valise, protégée par sa pochette.
- Poignée Derby en bois grand modèle, dragonne et embout noirs.
- Tube en aluminium coloré et imprimé. Embout anti-dérapant en caoutchouc.

Damier gris et noir
Réf. W2071 001 401

Hauteur réglable	de 82 à 94 cm 5 positions - pas de 3 cm
Longueur pliée	30 cm
Poignée (Lxl)	12,9 x 2,3 cm
Poids	320 g
Pochette (Lxl)	37 x 17,5 cm



158 - 182 cm
120 kg max

Canne testées selon la norme NF EN 1985 par le CERAH (France)



Canne pliante Classic

- Poignée en T en bois confortable et agréable au toucher.
- Réglable en hauteur.
- Bague antibruit pour une utilisation discrète.
- Tube en aluminium.

Noir
Réf. W2070 001 001

Hauteur réglable	de 83 à 93 cm
Longueur pliée	31 cm
Poids	350 g



160 - 180 cm
100 kg max



Liberty



Cachemire



Roses



Fruits des bois



Campanule



Diamant rouge

Nouveauté 2018

MaPetiteCanne

Jolie, colorée, très légère mais aussi très résistante, **MaPetiteCanne** accompagne discrètement toutes les sorties.

- Canne pliante agrémentée d'une pochette de rangement et d'une dragonne assortie.
- Canne réglable et pliable en 5 parties, silencieuse grâce à sa bague antibruit.
- Très compacte et discrète, elle se plie et se déplie en un clin d'œil, se glisse dans sa pochette. Idéale dans un sac à main, une valise, ou en voiture.
- Très pratique, la dragonne permet de garder les mains libres et d'avoir la canne sous la main en toutes circonstances.
- Tube en aluminium coloré et imprimé. Embout anti-dérapant en caoutchouc.



Liberty

Réf. W2072 002 501

Cachemire

Réf. W2072 003 501

Roses

Réf. W2072 004 501

Fruits des bois

Réf. W2072 005 501

Campanule

Réf. W2072 006 501

Diamant rouge

Réf. W2073 001 501

Hauteur réglable de 82 à 89,5 cm
4 positions - pas de 2,5 cm

Longueur pliée 23 cm

Poignée (Lxl) 11,7 x 2,3 cm

Poids 250 g

Pochette (Lxl) 29 x 15 cm



158 - 173 cm
120 kg max





DÉAMBULATEURS

Déambulateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)



Déambulateur fixe

- Léger et résistant.
- Poignées confortables.
- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- En aluminium.

Bleu

Réf. W2320 001 001

Hauteur réglable	de 78 à 85 cm
Largeur x profondeur max.	63 x 41 cm
Poids	1,8 kg



Déambulateur pliant

- Facilement pliable.
- Poignées confortables.
- Réglable en hauteur.

Bleu

Réf. W2300 003 002

Hauteur réglable	de 80 à 92 cm (paliers de 2,5 cm)
Largeur x profondeur max.	65 x 47 cm
Poids	2,8 kg

Déambulateur pliant articulé

- Système articulé pour faciliter la progression (2 types de pas : long et court).
- Facilement pliable.
- Poignées confortables.
- Réglable en hauteur.

Bleu

Réf. W2310 003 002

Hauteur réglable	de 78 à 90 cm
Largeur x profondeur max.	69 x 47 cm
Poids	3 kg



ROLLATEURS

Rollateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)



Dossier amovible



Rollateur Duo Confort

- Pour l'intérieur.
- Stabilité prouvée, facilement pliable.
- Hauteur d'assise réhaussée pour plus de confort.
- Poignées très confortables et réglables en hauteur.
- Dossier amovible.

Gris

Réf. W2220 003 002

Hauteur réglable	de 79 à 96 cm
Rollateur (l x p)	58,5 x 65 cm
Hauteur d'assise	52 cm
Poids avec / sans dossier	5,7 kg / 5,3 kg



Pliable

Rollateur Trio

Avec panier et plateau.

- Très maniable en intérieur comme en extérieur (roue avant pivotante).
- Poignées de forme anatomique et réglables en hauteur pour plus de confort.
- Freins pour ralentir la marche dans une descente.
- Frein de parking pour immobiliser les roues sur un terrain en pente.
- Pliable et facilement transportable.

Bleu

Réf. W2200 004 002

Hauteur réglable	de 80,5 à 92,5 cm
Rollateur (l x p)	64 x 69 cm
Poids	7 kg



ROLLATEURS

Rollateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)



Plié, il peut tenir debout.

Rollateur Quatro

Avec panier, plateau et porte-canne.

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Apporte sécurité et maintien pour faire ses courses ou transporter un plateau de la cuisine à la salle à manger.
- Poignées souples et anatomiques qui offrent un grand confort d'utilisation.
- Freins de parking qui permettent l'immobilisation du rollateur avant de s'asseoir.



130 kg max

Bleu

Réf. V0504026

Gris

Réf. V0504029

Hauteur réglable	de 78,5 à 97,5 cm
Rollateur (l x p)	59,5 x 67,5 cm
Assise (l x p)	39 x 22 cm
Hauteur d'assise	60,5 cm
Poids	9,4 kg (sans le plateau et le panier) 10,2 kg (avec le plateau et le panier)

Rollateur Move Light

Avec panier et porte-canne.

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Très léger et facile à manier.
- Siège spacieux avec dossier rembourré qui permet une assise confortable.
- Facile à transporter et à ranger une fois plié.
- Freins de parking.
- En aluminium.



100 kg max

Bleu

Réf. V0504185

Gris

Réf. V0504180

Hauteur réglable	de 81 à 92 cm
Rollateur (l x p)	61 x 71 cm
Assise (l x p)	30 x 29,5 cm
Hauteur d'assise	58 cm
Poids	7,5 kg





ROLLATEURS

Nouveau
disponible à partir du
2^{ème} trimestre 2018

Esthétique
et discrétion,
des câbles
de freins intégrés
dans le châssis.



Confort et
sécurité
d'assise :
siège
rembourré
et dossier
souple

Il se plie sans
effort d'une
seule main.

Aide pour
franchir
les trottoirs
et obstacles



Plié, il tient debout.
Etroit, il ne fait que
23 cm de large.

Totalement replié,
il est ultra compact.

Gris, noir et bleu

Réf. W2230 001 001

Hauteur des poignées, réglable	de 79 à 91,5 cm par pas de 2,5 cm
Rollateur (lxp)	67 x 70 cm
Rollateur plié (l)	23 cm
Assise (lxp)	45 x 22,5 cm
Hauteur d'assise	54 cm
Poids total avec cabas	7,9 kg
Taille indicative utilisateur	160 à 190 cm



Rollateurs testés
selon la norme
ISO 11199
par le CERAH
(France)

Rollateur New Design

Avec cabas amovible et porte-canne réversible gauche/droite.

- Un rollateur qui n'en a pas l'air : un design étudié pour accompagner les sorties quotidiennes.
- Rollateur en aluminium : très maniable, stable et léger.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, il permet une position de marche naturelle.
- Se plie sans effort d'une seule main.
- Finitions très soignées : freins intégrés dans le châssis, assise rembourrée, cabas.
- Freins de parking pour immobiliser le rollateur avant de s'asseoir.
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur pour s'adapter à chaque utilisateur.
- Permet une pause confortable et sûre : siège rembourré et dossier souple pour s'appuyer et éviter de basculer en arrière.
- Monte-trottoir pour faciliter le franchissement des trottoirs et obstacles.
- Totalement replié, il est ultra-compact et se loge facilement dans le coffre d'une petite voiture.

FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuils roulants
testés selon
la norme NF EN 12183
par le CERAH
(France)



Roues à démontage rapide

Facile à transporter
Poignées de transfert

Repose-pieds
amovibles

Classic Light

- Pliable, fauteuil solide et léger.
- Cadre du fauteuil compact et léger (10 kg), rangement facile dans une voiture.
- Assise confortable rembourrée, et ignifugée pour plus de sécurité.
- Roues arrière 24" avec pneus ou bandages.
- Roues avant avec bandages de 8" x 1".

Noir / Noir

Réf. W5500

Largeur totale	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Longueur x hauteur totale	113 x 98 cm
Hauteur d'assise	50 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Poids du fauteuil / du châssis	18 / 10 kg

Existe
en largeurs
d'assise
41 - 45 - 51 cm





FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuils roulants testés selon la norme NF EN 12183 par le CERAH (France)



Accoudoirs escamotables avec poignées de transfert



Roues à démontage rapide

Repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport

Existe en largeurs d'assise 41 - 45 - 51 cm



Dossier inclinable de 0° à 50°

Roues à démontage rapide

Classic Evolution dossier inclinable

- Fauteuil pliable, très compact et facile à transporter.
- Assise confortable rembourrée et ignifugée pour plus de sécurité.
- Grand dossier avec un réglage précis de l'inclinaison.
- Accoudoirs amovibles, plus bas à l'avant de façon à permettre à l'utilisateur de se rapprocher d'une table.
- Roues arrière 24" avec pneus ou bandages.
- Roues avant avec bandages de 8" x 1".

Réf. W5450

Largeur totale	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Fauteuil (L x h)	104 x 93 cm
Hauteur d'assise	50 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Poids du fauteuil / du châssis	19 / 12,3 kg



120 kg max

ACCESSOIRES



Tablette double face


- S'adapte uniquement sur Classic Evolution W5450.
- Se fixe par velcro.

Une face bois / une face grise
Réf. WW540 000 020

Kit de transit

Pour Classic Evolution et Classic DF.

Réf. WW540 000 021



Relève-jambe / repose-pied

Pour Classic DF+

Gauche Réf. WW560 000 019
Droite Réf. WW560 000 020

Pour Classic DF et Evolution
Gauche Réf. WW540 000 014
Droite Réf. WW540 000 015

Pour Classic Light
Gauche Réf. WW550 000 026
Droite Réf. WW550 000 027



Existe en largeurs d'assise 41 - 43 - 45 - 51 cm

Classic DF+

- Pliable, robuste et fonctionnel.
- Facile à transporter.
- Structure acier et double croisillon.
- Assise et dossier nylon rembourrés.
- Pochette de rangement à l'arrière du dossier.
- Roues arrière de 24" pneumatiques ou à bandage souple.
- Roues avant avec bandages de 8" x 1".

Noir / Bleu

Réf. W5600

Largeur totale	61 / 64 / 66 / 70 cm
Longueur x hauteur totale	115 x 92 cm
Hauteur d'assise	48 à 52 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Poids du fauteuil / du châssis	19 / 12 kg



120 kg max



FAUTEUILS RELEVEURS



Releveur



Assis



Relax



Fauteuil releveur John

- Fauteuil releveur relax très confortable avec dossier offrant un excellent soutien lombaire.
- 4 positions : assise, relax/TV, allongée, releveur.
- Télécommande à 2 boutons très simple à utiliser. Poche à droite pour y glisser la télécommande.
- Roulettes à l'arrière du fauteuil pour en faciliter le déplacement.
- Dossier livré démonté. Il se monte en quelques secondes sans outil.
- Fauteuil releveur 1 moteur. Motorisation CE.

Existe en 3 versions :

- Simili-cuir coloris Moka : revêtement enduit très souple, imperméable, et facile d'entretien. Coton /polyester enduit polyuréthane.
- Tissu microfibrés coloris Chocolat 100% polyester.
- Tissu microfibrés premium coloris Daim 100% polyester.

Tissus Moka et Chocolat : résistance au feu testée et agréée par un laboratoire indépendant pour plus de sécurité.

Versions microfibrés coloris Chocolat ou Daim livrées avec des protections pour l'appuie-tête et les accoudoirs.

Assise amovible et entièrement déhoussable.




Allongé
finition Moka

Tissus Moka et Chocolat :
fauteuils adaptés
à un usage
en collectivité
(testés selon la norme
EN 1021-1 et 2
sur la résistance au feu).



Nouveauté
2018



Relax
finition Daim

Moka

Ref. W7503 440 001

Daim

Ref. W7503 590 001

Chocolat

Ref. W7503 214 001

Hauteur d'assise	48 cm
Fauteuil (l x p x h)	84 x 81 x 105 cm
Largeur entre accoudoirs	55 cm
Profondeur d'assise	50 cm
Longueur totale en position couchette	163 cm
Poids du fauteuil	55 kg



Protection appuie-tête



Protections accoudoirs

Nouveauté
2018



Releveur
finition Chocolat



AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

SIÈGES DE DOUCHE

SIÈGES DE BAIN

ACCESSOIRES DE BAIN

SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES

CHAISES DE TOILETTES

TENSIOMÈTRES

THERMOMÈTRES



SIÈGES DE DOUCHE



Chaise de douche à roulettes


- Grandes roues qui facilitent le déplacement.
- Repose-pieds escamotable pour plus de confort et de sécurité.
- Cadre aluminium revêtement époxy.



Réf. V1214515

Chaise (l x p)	51 x 58 cm
Hauteur d'assise	48 cm
Assise (l x h x p)	46 x 41 x 38 cm
Largeur du siège entre les accoudoirs	44 cm
Poids	8 kg

SIÈGES DE BAIN



Siège de bain pivotant

- Transfert facilité et toilette effectuée en toute sécurité.
- L'assise pivote sur 360° et se bloque tous les 90° grâce à une manette souple.
- Très stable grâce à ses patins en caoutchouc et à ses 2 axes de stabilisation.
- Structure en aluminium, visserie inox, assise polyéthylène haute densité (ne rouille pas).



Réf. V1217532

Assise (l x p)	42 x 39 cm
Largeur totale (hors tout)	71 cm
Largeur entre accoudoirs	56 cm
Poids	4 kg



Chaise et tabouret de douche

- Forme arrondie de l'assise et surface grainée permettant un bon maintien.
- Dossier et assise perforés facilitant l'écoulement de l'eau.
- Poignées intégrées pour plus de stabilité.
- Réglage de l'assise en hauteur pour s'asseoir et se relever plus facilement.
- Cadre en aluminium (ne rouille pas).



Chaise de douche

Réf. W1600 001 001

Tabouret de douche

Réf. W1610 001 000

Hauteur d'assise réglable	de 36 à 46 cm
Assise, chaise et tabouret (l x p)	51 x 31 cm

Sièges de bain

Avec dossier

- Ajustable en largeur, ce qui apporte plus de stabilité.
- Dossier haut et accoudoirs pour plus de confort.

Réf. V1214521

Assise (l x p)	42 x 38 cm
Largeur x hauteur totale (hors tout)	65 - 72 x 37 cm
Largeur entre accoudoirs	44 - 51 cm
Hauteur accoudoirs	22 cm
Poids	4,65 kg

Sans dossier

- Réglable en hauteur (3 positions) et ajustable en largeur, ce qui évite à l'utilisateur d'être trop bas dans la baignoire.

Réf. V1214520

Assise (l x p)	42 x 38 cm
Hauteur d'assise	0 - 12 - 22 cm
Largeur x hauteur totale	65 à 72 x 27 cm
Largeur entre accoudoirs	44 - 51 cm
Poids	3,2 kg

Ces sièges peuvent s'installer et se retirer en un instant, les larges accoudoirs prenant appui sur les bords de la baignoire. L'assise en polypropylène ajouré permet l'évacuation de l'eau. Structure en acier inox et aluminium anodisé, totalement inoxydable. Lavables en autoclave.





ACCESSOIRES DE BAIN



200 kg max

Planches de bain

Avec poignée

- Bon maintien grâce à sa profondeur et sa forme anatomique.

Réf. W1820 003 001

A ventouses

- Installation rapide sans se pencher.
- Sécurité optimale grâce à son système de fixation exclusif :
 - Deux ventouses orientables : adhérence parfaite aux bords de la baignoire.
 - Deux manettes placées sur la partie supérieure : ajustement de la largeur de la planche sans effort.
- Découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Réf. W1820 002 002

	avec poignée	à ventouses
Planche (p x l x h)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Largeur totale (mini-maxi)	27 cm	27-33 cm
Plots réglables en largeur	40 - 61 cm	42,5 - 65 cm
Largeur intérieure maxi (baignoire)	61 cm	65 cm
Poids	1,3 kg	1,8 kg

Ces planches de bain permettent de s'asseoir ou de se transférer facilement dans une baignoire ou de prendre une douche en position assise.

Leur poignée permet de sécuriser le transfert. S'adaptent sans outil sur 95% des baignoires standard.

Porte-savon intégré.

Elles peuvent être passées en autoclave.



125 kg max

Siège de douche relevable

- Structure de l'assise en polypropylène ajouré permettant l'évacuation de l'eau.
- Relevoing, prend très peu de place dans la douche.
- Gabarit permettant de fixer le siège au mur très facilement.

Réf. V1214519

Assise (l x p)	42 x 38 cm
Siège ouvert (p x l x h)	52 x 42 x 11 cm
Siège fermé (p x l x h)	12 x 42 x 45 cm
Poids	3 kg



200 kg max

Tabouret de bain à ventouses

- Fixation au fond de la baignoire grâce à 4 ventouses dont une avec levier de verrouillage.
- Très confortable grâce à son assise large et anatomique.
- Sa conception permet une évacuation optimale de l'eau.
- La découpe à l'avant facilite la toilette intime.
- Ajustable en 2 hauteurs, 20 ou 25 cm.

Réf. W1630 002 001

Assise (l x p)	40 x 32 cm
Hauteur totale	20 - 25 cm
Poids	1,5 kg

Protections pour la douche

- Protègent le corps des projections d'eau.
- Bandes adhésives qui permettent un bon maintien.

Main

Réf. V1206116 Par 3

Bras

Réf. V1206110 Par 3

Jambe

Réf. V1206114 Par 3

Pied

Réf. V1206112 Par 3



Tapis de douche antidérapant

- Permet d'éviter les glissades accidentelles.
- Excellente adhérence sur le support grâce aux multiples ventouses.
- En 100% PVC, donc sans risque de moisissure.

Blanc nacré

Réf. W1850 002 002

Tapis de douche (L x l) 51 x 51 cm





ACCESSOIRES DE BAIN



Barres d'appui antiglisse

- Conçue pour sécuriser les déplacements et transferts dans la maison.
- Matière antiglisse : garantit sécurité et grand confort.
- Facile à mettre en place et discrète.
- Fixation par 4 vis et chevilles (non fournies).

Barre droite : sécurise les transferts dans la salle de bain, dans les escaliers...

30 cm Réf. V1213716


45 cm Réf. V1213717

60 cm Réf. V1213718

Barre coudée : pour se relever des toilettes ou de la baignoire.

33 cm Réf. V1213719

40 cm Réf. V1213720



Barre murale rabattable

- Support pour s'asseoir ou se relever.
- S'utilisent le plus souvent par deux, installées de part et d'autre des toilettes, espacées de 60 cm et à une hauteur d'environ 80 cm.
- En cas d'utilisation d'une chaise de transfert, l'une des barres peut être relevée afin de faciliter l'accès à la cuvette, tandis que l'autre sert d'appui pour aider au transfert de l'utilisateur.

Réf. V1213714 A l'unité
Barre murale 70 x 20 x 10 cm
(L x h x l)



Barre d'accès au bain

- Point d'appui à bonne hauteur pour enjamber le rebord de la baignoire.
- Poignée en plastique grainé assurant une excellente préhension.
- Se fixe sans outil sur le rebord de la baignoire à l'aide d'une pince réglable (recouverte de caoutchouc pour ne pas rayer la baignoire).

Réf. W1740 001 001
Pince réglable de 6,5 à 17 cm
Hauteur au-dessus du rebord de la baignoire plus 30 cm

SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES



Surélévateur souple

- Très confortable et stable.
- Mousse protégée par un film imperméable.
- S'emboîte facilement sur une grande majorité de toilettes.
- Nettoyage à l'eau et au savon ou désinfection avec des produits non chlorés.

11 cm Réf. W1550 001 001

Autoclavable

5 min à 90°C



Surélévateur avec fixation par pattes

- Surface lisse facile à nettoyer.
- Echancre à l'avant et à l'arrière pour faciliter la toilette intime.
- Pattes de fixation réglables à l'aide de deux boutons extérieurs.
- Système permettant de mettre en place et de retirer rapidement le surélévateur.

Avec couvercle

10 cm Réf. W1840 005 201

14 cm Réf. W1840 005 301

Sans couvercle

10 cm Réf. W1840 004 201

14 cm Réf. W1840 004 301

Surélévateur à fixation rapide

- Système de fixation qui assure une parfaite stabilité.
- Echancre à l'avant facilitant la toilette intime.
- Surface lisse et facile à nettoyer.
- Egalement disponible avec abattant pour conserver aux toilettes leur apparence traditionnelle.
- 4 points de fixation.

Avec couvercle

10 cm Réf. V1214722

Sans couvercle

10 cm Réf. V1214721



Surélévateur clipsé

- Grande stabilité : fixation par clip (directement sur la lunette des toilettes).
- Très léger et facilement transportable.



10 cm Réf. W1510 003 001



CHAISES TOILETTES



Chaise toilettes classique

- Forme exclusive, robuste et confortable.
- Rembourrage très épais.



Réf. V1214540	A l'unité
Réf. V1214541	Le lot de 3
Hauteur sol-assise percée	48 cm
Largeur d'assise	44 cm
Largeur entre accoudoirs	55 cm



Leur dossier incurvé et leur assise, bien rembourrés, en font des chaises très confortables. L'assise toilettes se relève pour faciliter le nettoyage.
Seau escamotable latéralement ou par l'assise, afin d'éviter le transfert du patient. Il est équipé d'un couvercle anti-odeur à bordure double.



Chaise toilettes


- Rembourrage confortable.

Réf. V1216540	A l'unité
Réf. V1216541	Le lot de 3
Hauteur sol-assise percée	49 cm
Largeur d'assise	45 cm
Largeur entre accoudoirs	52,5 cm

Système anti-projections



Surélévateur



Cadre de toilettes



Boîte de transport

Chaise toilettes 3 en 1

- A la fois chaise toilettes, surélévateur et cadre de toilettes.
- Assise réglable en hauteur.
- Facilement pliable et facile à transporter.
- Elle se monte et se démonte sans outil en 5 minutes.
- Châssis acier peint époxy.

Blanc, bleu pâle, bleu marine

Réf. W1910 001 001

Hauteur d'assise réglable (7 positions)	43 à 58 cm
Largeur entre accoudoirs	47,5 cm



Réglable en hauteur

Chaise toilettes (avec abattant marine)

Chaise toilettes à roulettes

- Permet de déplacer facilement une personne et peut aussi être placée au dessus des toilettes.
- Haut dossier qui assure un excellent maintien.
- Accoudoirs escamotables vers le bas.
- Roulettes arrière munies d'un frein.
- Repose-pieds escamotables et amovibles, pour faciliter les transferts.
- Compacte une fois démontée, elle se transporte facilement.

Bleue

Réf. W1960 002 002

Hauteur sous assise	46 cm
Largeur entre accoudoirs	46 cm
Hauteur du dossier	44,5 cm
Diamètre roulettes	125 mm
Chaise (l x p x h)	56 x 77 x 95 cm





TENSIOMÈTRES

Rien ne remplace une consultation médicale, mais un autocontrôle de votre pression artérielle dans votre propre environnement fournira de précieuses informations à votre médecin et pourra l'aider à établir un diagnostic et à prescrire un traitement adéquat.

Les tensiomètres Thuasne permettent de détecter l'arythmie cardiaque (IHD). Ils donnent simultanément, et avec précision, les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls. Ils sont testés cliniquement par la BHS (British Hypertension society).



Tensiomètre au bras Classic

- Pour une surveillance régulière de la tension.
- Prise de mesure rapide et fiable.
- Stockage des 99 dernières mesures.
- Fonctionne sur piles ou à l'aide d'un adaptateur secteur (en option).
- Livré avec une pochette de transport, une notice détaillée et un passeport santé.
- Validé A/A par la BHS.

Réf. W0850 002 001



Tensiomètre au poignet compact

- Idéal pour une prise de mesure simple et rapide.
- S'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter la manche.
- Stockage des 60 dernières mesures.
- Livré dans une coque de transport avec notice détaillée et passeport santé.
- Léger et discret

Réf. W0890 002 001



Tensiomètre au bras automatique trois mesures

- Pour une surveillance très régulière de votre tension.
- Plus de précision : prend automatiquement 3 mesures successives et en fait une moyenne intelligente (technologie MAM).
- Grand écran très lisible.
- Garde en mémoire jusqu'à 99 mesures pour faciliter le suivi médical pour un ou deux utilisateurs.
- Fonctionne sur piles ou à l'aide d'un adaptateur secteur (en option).
- Livré avec une pochette de transport, une notice détaillée et un passeport santé.
- Validé A/A par la BHS.

Réf. W0840 004 001



Certification BHS (British Hypertension Society)	C/B pour le modèle poignet A/A pour les modèles bras
Plages de mesure	Pression systolique / diastolique : 30 - 280 mmHg pouls : 40 - 200 pulsations / mn
Précision	Pression : + / - 3 mmHg pouls : + / - 5 %
Mémoires	Poignet : 60 mémoires Modèles bras : 99 mémoires
Brassard	- Poignet : 13,5 à 19,5 cm - Modèles bras : 22 à 32 cm Brassard large en option : 32 à 42 cm - Poignet : 2 piles AAA 1,5 V (fournies) - Modèles bras : 4 piles AA 1,5 V (fournies) - Possibilité d'utiliser des piles rechargeables pour les 3 modèles
Alimentation	
Option pour modèles bras	Adaptateur secteur (accessoire non fourni)
Validation	Modèles validés par la BHS pour une plus grande fiabilité des mesures





THERMOMÈTRES



Embout flexible



Thermomètre digital bébé embout flexible

- Embout flexible plus confortable pour bébé.
- Prise de la température rapide et précise (10 secondes seulement en rectal) indiquée par une alarme sonore.
- Étanche, ce qui favorise un nettoyage et une désinfection facile.
- Tube transparent protégeant le thermomètre.

Réf. W1350 001 012 En boîte présentoir de 12 unités



Thermomètre SANS CONTACT

- Précis, fiable et hygiénique.
- Permet de prendre la température en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant.
- Multi-fonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).
- Signal de fièvre : 10 bips courts et écran rouge.
- Livré avec 2 piles AAA1,5 V et une pochette de rangement.

Réf. W1360 001 001 En boîte présentoir de 4 unités



Thermomètre digital

- Associe ergonomie et design.
- Mémoire de la dernière mesure, signal de fièvre.
- Résolution +/- 0,1°.
- Arrêt automatique.

Bleu
Réf. W1340 500 012 En boîte présentoir de 12 unités

Jaune
Réf. W1340 120 012 En boîte présentoir de 12 unités

	Bébé embout flexible	Digital	Sans contact
Plages de mesure	32,0°C à 42,9°C	32,0°C à 42,9°C	Mode corporel : 34.0-42.2 °C Mode objets : 0-100.0 °C
Précision	±0,1°C entre 34°C et 42°C température ambiante de 18 à 28°C	±0,1°C entre 34°C et 42°C température ambiante de 18 à 28°C	±0.2 °C entre 36.0 °C et 39.0 °C
Affichage	Écran à cristaux liquides à 3 chiffres	Écran à cristaux liquides à 3 chiffres	Écran LCD (à cristaux liquides), 4 chiffres + symboles spéciaux
Standards	prEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	prEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Alimentation	1 pile 1,5 V	1 pile 1,5 V LR 41	2 piles de 1,5 V, type AAA



LE LIT & SON ENVIRONNEMENT

AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES

ACCESSOIRES

COUSSINS

OREILLERS

MATELAS

LITS MÉDICALISÉS

ACCESSOIRES DE LITS



AIDE A LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Il est indispensable de prévenir l'apparition de l'escarre. Afin de choisir le produit adapté, il est nécessaire de faire une évaluation de l'état du patient à l'aide des différentes échelles d'évaluation des risques, comme celle de Braden. Particulièrement adaptée aux sujets âgés (65 ans et plus), elle fait autorité et propose 6 critères d'évaluation. Pour optimiser les stratégies préventives, l'évaluation des besoins passe par la mesure des facteurs de risques spécifiques tels que la perception sensorielle, l'humidité, le degré d'activité physique, la mobilité, la nutrition ainsi que la friction et le cisaillement.

ÉCHELLE DE BRADEN

		Score (entourez votre réponse)
Capacité à répondre de manière adaptée à l'inconfort provoqué par la pression.	Complètement limitée	1
	Très limitée	2
	Légèrement diminuée	3
	Aucune diminution	4
Degré d'humidité auquel est exposée la peau.	Constamment mouillée	1
	Humide	2
	Humidité occasionnelle	3
	Rarement humide	4
Capacité à être mobile physiquement.	Confiné au lit	1
	Au fauteuil	2
	Marche occasionnelle	3
	Marche régulière	4
Capacité à changer et à contrôler la position du corps.	Complètement immobile	1
	Très limitée	2
	Légèrement limitée	3
	Aucune limitation	4
Habitudes alimentaires.	Très pauvre	1
	Probablement inadéquate	2
	Adéquate	3
	Excellente	4
Contrainte exercée sur la peau.	Problème	1
	Problème potentiel	2
	Aucun problème apparent	3

VOTRE SCORE

Score Braden
18 à 23
Risque d'escarre(s) nul à faible

Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen

Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

Score Braden
6 à 8
Risque d'escarre(s) élevé

Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé



CareProtectPedi


- Dispositif unique de répartition des points d'appui pour la prévention des escarres sur l'ensemble du pied.
- Très simple à mettre en place, il permet au patient de conserver sa mobilité.
- Tricot jersey : 92 % coton et 8 % élasthanne.
- Lavable à 60 °C et réutilisable.
- Possibilité de 10 lavages à 90 °C.

Réf. 2306 01 Par paire
 Taille 1 (27-31 cm)
 Taille 2 (32-36 cm)
 Taille 3 (37-42 cm)





ACCESSOIRES



Protection de talon décharge totale

- Protection adaptée pour des patients à risque moyen à élevé et comme aide au traitement d'escarres constituées.
- Talon totalement déchargé afin de permettre la circulation du sang.
- Photos rayons X possibles 70-140 KU.
- Mousse protégée par une peinture polyuréthane.
- Sangle de maintien auto-agrippante.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Réf. W2450 002 001

Protection (L x l x h) 26 x 16 x 8,5 cm

Score Braden

9 à 13

Risque d'escarre(s) moyen à élevé



Coussin à eau

- Bonne répartition des pressions grâce à l'eau se déplaçant sous le poids du corps.
- Livré avec kit de remplissage.

Réf. W0465 001 001

Poids du coussin (rempli) environ 9 kg
Coussin (L x p) 43 x 48 cm

Score Braden

18 à 23

Risque d'escarre(s) nul à faible



Coussin gel fluide et mousse

- Composé d'une mousse haute résilience de 38 kg/m³ de 4,5 cm d'épaisseur et d'une couche de gel fluide de 1 cm.
- Accompagnement des mouvements du corps par la couche supérieure.
- Excellente répartition des pressions assurée par la mousse sous le gel fluide.
- Housse imperméable et respirante : laisse passer la vapeur d'eau, et permet d'éviter la transpiration.
- Housse lavable à 90°C et désinfectable par tout agent courant.

Réf. W0470 003 001

Coussin (l x p x h) 40 x 40 x 5,5 cm

Score Braden

14 à 17

Risque d'escarre(s) faible à moyen



COUSSINS



Score Braden

9 à 13

Risque d'escarre(s) moyen à élevé

Coussin en mousse à mémoire de forme

- Échancrure postérieure pour la prévention des escarres sacro-coccygiennes.
- Prévention des escarres ischiatiques : plus épais au niveau des ischions.
- Profil incliné vers l'arrière pour réduire le risque de chute.
- Housse imperméable et respirante, avec base antidérapante.
- Housse lavable à 90°C et désinfectable par tout agent courant.

Réf. W0480 003 001

A l'unité

Livré avec 2 housses

Réf. W0580 001 001

Livré avec 1 housse

Densité 82 kg/m³
Coussin (l x p x h) 43 x 43 x 6/9 cm
Poids du coussin 1,4 kg





COUSSINS



Excellente ventilation
entre les cellules



Poire de gonflage
avec manomètre

**Nouveauté
2018**

Score Braden
6 à 8
Risque d'escarre(s) élevé


35 à 120 kg
max

Coussin à cellules pneumatiques

- Immersion du corps dans le coussin grâce aux cellules souples et individuellement déformables.
- L'air circulant entre les cellules augmente la surface de contact et permet une forte diminution des pressions subies par l'ensemble du fessier.
- Excellente ventilation entre les cellules, d'où une réduction des risques de macération.
- Livré avec 1 housse en tissu extensible dans les deux sens (polyamide et élasthanne), avec base antidérapante.
- Housse lavable à 40°C.
- Manomètre placé sur la poire de gonflage facilitant la mise en place du coussin.

Coussin 1 valve (1 compartiment) pour patients sans trouble de la stabilité

Réf. W0490 004 102

(l x p x h) 40 x 40 x 7 cm

Réf. W0490 004 202

(l x p x h) 45 x 40 x 7 cm

Coussin 2 valves (2 compartiments) pour patients avec trouble de la stabilité

Réf. W0490 004 302

(l x p x h) 40 x 40 x 7 cm

Réf. W0490 004 402

(l x p x h) 45 x 40 x 7 cm

OREILLERS



Oreiller Cervi+ et Cervi+ Maxi en mousse à mémoire de forme

- Très confortable, soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les cervicales.
- Forme adaptée à la morphologie du cou et de la tête, que l'on dorme sur le côté ou sur le dos.
- Mousse visco-élastique exerçant une faible contre-pression : circulation du sang facilitée et pressions diminuées.
- Housse de qualité, en éponge stretch, 80% coton, 20% polyester (lavable à 40°C).
- Housses de rechange disponibles.

Cervi +

Réf. W0460 004 001

Densité 75 kg/ m³

Oreiller (l x p x h) 50 x 32 x 10,5 / 8 cm

Housse seule WW0460 030 1A

Cervi + maxi

Réf. W0460 004 002

Densité 75 kg/ m³

Oreiller (l x p x h) 65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Housse seule WW0460 030 2A

Taie d'oreiller standard adaptée (L x l) 70 x 50 cm





MATELAS



Matelas clinique

- Destiné à remplacer un matelas traditionnel ou usagé pour des personnes alitées ayant besoin de confort (ou d'une sécurité en terme d'incontinence).
- Mousse polyéther haute résilience 30 kg/m³ qui apporte garantie de confort et durée de vie au matelas.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.

Score Braden
18 à 23
Risque d'escarre(s) nul à faible



Réf. W3009 003 001

Densité	30 kg/m ³
Matelas (L x l x h)	195 x 88 x 14 cm



Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen



Surmatelas à pression alternée & compresseur

- Surmatelas à pression alternée qui se pose sur un matelas clinique (Réf. W3009 003 001), recouvert d'un drap.
- Composé de deux circuits d'air, et raccordé à un compresseur par deux tuyaux. Les deux circuits d'air indépendants sont gonflés l'un après l'autre afin de réduire les pressions de façon alternée.
- Pression réglable en fonction de l'utilisateur.

Réf. W3015 003 001

Compresseur 4,5 litres : Coque en ABS	
Pression réglable	30 à 110 mm Hg
Durée du cycle	10 minutes
Crochets pour le suspendre au pied du lit	
Surmatelas : Matériau PVC	
Surmatelas gonflé - rabats compris (L x l x h)	280 x 90 x 6,5 cm

Matelas gaufrier mono-portance

- Excellent matelas lors de l'installation d'un lit électrique médicalisé.
- Matelas moulé avec forme gaufrier.
- Mousse de polyuréthane moulée de haute résilience, densité 40 kg/m³.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.

Réf. W3000 002 001


Mousse haute résilience PU densité	40 kg/m ³
Matelas (L x l x h)	195 x 86 x 14,5 cm

Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen





MATELAS



Matelas en mousse à mémoire de forme

- Revient doucement à sa position initiale, et exerce donc une faible contre-pression en regard des protubérances osseuses.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.

Réf. W3006 001 001

Mousse visco-élastique de densité	82 kg/m ³
Matelas (L x l x h)	195 x 87 x 14 cm



Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

LITS MÉDICALISÉS

Lit Haydn

Fonction N°1
Hauteur variable électrique

Fonction N°2
Relève-buste électrique

Barrières bois Milano

Fonction N°3
Relève-jambes électrique



Les lits Thuasne, les barrières métalliques Paris et les barrières bois Milano sont conformes :
- à la norme européenne NF EN 60601-2-52 : AMD1
- à la norme NF EN 1970 : 2000 et à son amendement NF EN 1970/A1 : 2005*

Lits Haydn et Mantovani

- Lits à colonnes : moteurs en tête et pied de lit.
- 3 fonctions électriques :
 - Hauteur variable.
 - Relève-buste.
 - Relève-jambes.
- Disponibles avec barrières bois Milano ou barrières métalliques Paris.
- Très compacts car démontables en 4 parties.
- Poids de chaque partie : au plus 22 kg.
- S'installent rapidement et sans outil.

Barrières bois Milano*

Pour lits Haydn et Mantovani.

- Pour une intégration parfaite au domicile.
- Coulissent verticalement.
- S'installent rapidement et sans outil.

Réf. VF214 927 222

Lit Haydn

- Moteur de hauteur variable non apparent en tête et pied de lit.

Réf. V2007 540 001 Livré en 2 cartons

* Les lits Haydn et Mantovani utilisés avec des barrières ne sont pas adaptés à des patients de taille inférieure à 146 cm. Les barrières G3 sont compatibles avec les lits Thuasne G2 et G3.



LITS MÉDICALISÉS

Lit Mantovani

Nouveauté 2018
Potence
placée en angle

Nouveauté 2018
Transformateur
SMPS compact

Hauteur minimale
du lit 40 cm
(sans matelas
et avec roulettes de 100 mm).



Barrières métalliques Paris



Lit Mantovani

- Moteur de hauteur variable apparent en tête et pied de lit.

Livré en 2 cartons

Réf. V2006 540 001

Barrières métalliques Paris*

Pour lits Haydn et Mantovani.

- Se plie d'un seul geste.
- Sécurité optimale, le système de déverrouillage en pied de lit est difficilement accessible par le patient.

Réf. V214 925 125

Potence

Pour lits Haydn et Mantovani.

Réf. V214 910 110


* Les lits Haydn et Mantovani utilisés avec des barrières ne sont pas adaptés à des patients de taille inférieure à 146 cm. Les barrières G3 sont compatibles avec les lits Thuasne G2 et G3.

Lits Haydn et Mantovani

Lits à colonnes avec moteurs en tête et pied de lit, ce qui libère l'espace sous le lit.






Câbles attachés au châssis pour ne pas risquer d'être arrachés. Cordon principal renforcé pour éviter qu'il ne soit coupé accidentellement.



Relève-jambes électrique, en 2 parties

Inclinaison de la partie 2, réglable manuellement pour permettre la plicature des genoux.



INFOS TECHNIQUES

- Lit (A : Longueur x B : largeur)
- C - Hauteur des panneaux par rapport à la plate-forme
- D - Hauteur mini-maxi de la plate-forme avec roues 100 mm
- Sommier (E : Longueur x F : largeur)
- Garde au sol
- Charge maximale (utilisateur, matelas et accessoires)
- Hauteur mini-maxi du matelas avec barrières Paris
- Hauteur mini-maxi du matelas avec barrières Milano
- Poids de l'élément le plus lourd
- Poids maximum utilisateur

Lit Mantovani

- 214 x 105 cm
- 42 cm
- 40/80 cm
- 200 x 94 cm
- 35 cm
- 170 kg
- 12/19 cm
- 12/18 cm
- 20 kg
- 135 kg

Lit Haydn

- 217 x 105 cm
- 46 cm
- 40/80 cm
- 200 x 94 cm
- 35 cm
- 170 kg
- 12/19 cm
- 12/18 cm
- 22 kg
- 135 kg





ACCESSOIRES DE LIT



Télécommande avec système de verrouillage

- Sûre : système de verrouillage des fonctions du lit. Une fois la clé retirée, les fonctions électriques du lit ne sont plus accessibles.
- Fiable : parfaite résistance à l'humidité (construite sous la norme IPX6).
- Pratique : forme ergonomique. Crochet de fixation sur le lit qui en facilite l'utilisation au quotidien.

Réf. V8300286


Tous les accessoires sont compatibles à la fois avec le lit Mantovani et le lit Haydn. Peuvent être vendus avec les lits ou séparément.

Système de verrouillage permettant de bloquer les fonctions du lit.



Paire de barrières bois Milano *

Réf. VF214 927 222




Paire de barrières métal Paris *

Réf. V214 925 125



Potence

Réf. V214 910 110



Kit de transport

- Permet de solidariser entre elles les différentes parties du lit.

Réf. V8400200

* Utiliser seulement les barrières pour des patients de taille supérieure à 146 cm.



Potence sur pied Geneva

- Pour changer de position, utilisable avec la plupart des lits standard ou avec un fauteuil de repos.

Réf. V014 949 020

Hauteur de réglage du triangle	117 / 152 cm
Largeur totale	89 cm
Hauteur du pied	10 cm
Charge maximale	80 kg



Appuie-dos

- Réglable en inclinaison pour se reposer, lire ou regarder la télévision.
- Tissu aéré laissant respirer la peau.

Réf. W0320 002 001

Appuie-dos (l x h)	61 x 58 cm
--------------------	------------



Pince de préhension Lim

- Permet de ramasser des objets au sol.
- Pince de 65 cm : en étant assis.
- Pince de 80 cm : en étant debout.
- Clip permettant de la fixer à une aide à la marche.
- En aluminium.

65 cm Réf. W2600 001 101

80 cm Réf. W2600 001 201



Porte-sérum à roulettes

- Indispensable pour la perfusion.

Réf. W0305 001 001

Poids supporté total / par crochet	16 kg/ 4 kg
Hauteur maxi	2,40 m
Encombrement au sol	Ø 54 cm



Table de lit classique

- Pratique pour lire, le plateau est réglable en inclinaison.
- Réglable à la fois en hauteur et latéralement.

Réf. W0300 001 001

Hauteur	70 à 110 cm
Plateau (L x l)	60 x 40 cm



Table de lit à hauteur variable assistée

- Réglage en hauteur du plateau sans effort.
- Quatre roulettes équipées de freins.

Réf. W0310 001 001

Hauteur	70 à 110 cm
Plateau (L x l)	80 x 40 cm





THUASNE

*WINGS
FOR YOUR HEALTH*

THUASNE

120, rue Marius AUFAN - CS 10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex - France

Tel. : +33 1 41 05 92 92 - Fax : +33 1 41 05 89 91

e-mail : sales.export@thuasne.fr

www.thuasne.biz



Nos produits bénéficient d'une garantie légale de 2 ans contre les vices cachés à compter de la date d'achat par l'utilisateur. La garantie d'usage s'applique pour des conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance selon nos préconisations. Dans certains cas, une durée de garantie plus courte (par exemple pour certaines pièces d'usure ou batteries) ou plus étendue peut s'appliquer. Le cas échéant, se reporter à la notice d'utilisation fournie avec le produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et tarifs sans préavis par rapport aux éléments imprimés sur ce document. Merci de demander confirmation lors de la commande. Photos non contractuelles.

